



Polissoir pour zircone pré frittée | **Bi Swift**



Polissoir bizonne pour la zircone pré frittée.

Le nouveau polissoir « 2 en 1 » permet le polissage de la zircone pré frittée grâce à sa double zone de travail et sa forme spécifique. La partie grise du polissoir est d'un grain moyen, pour réduire rapidement et de façon contrôlée les points d'attache. La partie travaillante blanche en pointe, avec un grain fin, peut être utilisée pour les zones occlusales, interdentaires ou cervicales.

Le Bi Swift s'utilise de façon confortable et précise à une vitesse de rotation optimale de \odot_{opt} 6.000 t/min.

L'utilisation se fait en douceur pour mieux préserver la zircone pré frittée. Le risque d'endommager l'ébauche crayeuse est donc sensiblement réduit. Le lissage des surfaces à l'état pré fritté réduit également les retouches à effectuer une fois la zircone frittée.

Les avantages en un clin d'œil :

- 2 étapes de polissage avec un seul instrument
- Bonne prise en main
- Utilisation douce et précise
- Respect des surfaces

Utilisation :

1. et 2. Polissage des points d'attache avec très peu de vibrations.
3. Lisser les surfaces. Rapide, sûr et précis.



Recommandations d'utilisation :

- Résultats excellents avec une vitesse de rotation \odot_{opt} 6.000 t/min.
- Travailler avec très peu de pression.



9706.104.070