

**Komet Dental**

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany
Phone +49 (0) 5261 701-0
hello@kometdental.com

Komet Germany

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 800 7701-700
Fax +49 (0) 800 7701-800
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Komet Austria

Komet Austria Handelsagentur GmbH
Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg
Phone +43 (0) 0800 70170070
Fax +43 (0) 662 829-435
info@kometdental.at
www.kometdental.at

Komet France

SA à conseil d'administration, s.a.i.
18 rue · Fourcroy · 75017 Paris
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90
info@komet.fr
www.komet.fr

Komet Italy

Komet Italy S.r.l.
Via Gianbattista Morgagni 36,
37 135 Verona
Phone +39 (0) 45 11171911
info@komet.it
www.komet.it

Komet UK

Komet Dental Instruments UK Limited
Unit 8 Arden House · Marsh Lane
Hampton In Arden · B92 0AJ
Phone +44 (0) 2046 200580
info@kometuk.com
www.kometuk.com

Komet International Distribution

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 5261 701-0
export@kometdental.de
www.kometdental.com

© 05/2016 420807V0



BlueTip.
Anwendungshinweise
Step by Step.





[01] Schrauben Sie die BlueTip-Aktivierungsspitze von Hand im Uhrzeigersinn in das Gewinde des Schallhandstücks, bis der Einsteckwiderstand leicht zunimmt. Achten Sie darauf, die Aktivierungsspitze dabei

- nicht zu verbiegen
- nicht zu knicken.



[02] Füllen Sie die Pulpa-kammer mit einer der folgenden Spüllösungen:

NaOCl-Lösung	max. 5,25 %
EDTA	max. 17 %
Zitronensäure	max. 10 %
H ₂ O ₂	max. 3 %
CHX	max. 2 %



[03] Führen Sie die Aktivierungsspitze in den Wurzelkanal ein und schalten Sie das Schallhandstück je nach Bedarf für bis zu 30 Sek. ein, wobei Sie die Aktivierungsspitze ohne Druck auf- und abbewegen.



[04] Wiederholen Sie das Spülen und die Aktivierung mit der Aktivierungsspitze nach jedem Präparations-schritt.



[05] Nach Abschluss der Anwendung: Schrauben Sie die Aktivierungsspitze von Hand gegen den Uhrzeigersinn vom Schallhandstück ab.



[06] Trocknen Sie den Kanal und obturieren mit Ihrer präferierten Methode, bspw. 1-Stift-Technik mit Komet **BioSeal**

Wichtig:

Die Frequenz des Schallhandstücks muss auf die höchste Leistungsstufe eingestellt werden, wobei die Obergrenze von 6000 Hz nicht überschritten werden darf

(Luftzufuhr bei maximal 0,3 MPa (3 bar)).

Spülspritze immer nur aktivieren, wenn sie sich im Wurzelkanal befindet.

Die Spülspritze ist ein steriles Einwegprodukt. Sie ist nur für die Anwendung bei einem einzigen Patienten bestimmt. Die Spülspritze kann nicht desinfiziert oder autoklaviert werden.

Die Wiederverwendung der Spülspritze erhöht das Risiko spontaner Brüche der Spülspritze und kann zu Kreuzkontaminationen führen.

Verwenden Sie zum Spülen des Wurzelkanals ausschließlich handelsübliche, für diesen Zweck vorgesehene Spüllösungen:

NaOCl-Lösung	max. 5,25 %
EDTA	max. 17 %
Zitronensäure	max. 10 %
H ₂ O ₂	max. 3 %
CHX	max. 2 %

Gut zu wissen:

kompatible Schallhandstücke: Komet SF1LM / SF1LS, W&H ZA-55, NSK Ti-Max 970, KaVo SONICflex 2003



SFPA66.000.020

