
































Katalog do zamówień |  
Instrumenty diamentowe  
*Ordering guide | Diamond*

---



**Maksymalna liczba obrotów/Maximum permissible speed**

■ =  100 min <sup>-1</sup> /rpm	● =  16.000 min <sup>-1</sup> /rpm	◆ =  90.000 min <sup>-1</sup> /rpm
□ =  500 min <sup>-1</sup> /rpm	▲ =  20.000 min <sup>-1</sup> /rpm	■ =  100.000 min <sup>-1</sup> /rpm
▣ =  800 min <sup>-1</sup> /rpm	△ =  25.000 min <sup>-1</sup> /rpm	▣ =  120.000 min <sup>-1</sup> /rpm
● =  1.000 min <sup>-1</sup> /rpm	◆ =  30.000 min <sup>-1</sup> /rpm	▣ =  140.000 min <sup>-1</sup> /rpm
○ =  5.000 min <sup>-1</sup> /rpm	◇ =  35.000 min <sup>-1</sup> /rpm	□ =  150.000 min <sup>-1</sup> /rpm
⊙ =  6.000 min <sup>-1</sup> /rpm	◇ =  40.000 min <sup>-1</sup> /rpm	▣ =  160.000 min <sup>-1</sup> /rpm
⊖ =  7.000 min <sup>-1</sup> /rpm	◇ =  50.000 min <sup>-1</sup> /rpm	+ =  300.000 min <sup>-1</sup> /rpm
⦿ =  8.000 min <sup>-1</sup> /rpm	◆ =  60.000 min <sup>-1</sup> /rpm	 450.000 min <sup>-1</sup> /rpm
● =  10.000 min <sup>-1</sup> /rpm	◆ =  70.000 min <sup>-1</sup> /rpm	jeżeli nie sprecyzowano
○ =  15.000 min <sup>-1</sup> /rpm	◆ =  80.000 min <sup>-1</sup> /rpm	if not indicated

Wymienione w tekście produkty i użyte nazwy są częściowo chronione prawem marki, prawem patentowym i prawem autorskim. Brak specjalnego oznaczenia lub znaku © nie oznacza braku ochrony prawnej.

Materiał ten jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone, również w odniesieniu do tłumaczenia, przedruku i powielania, w tym częściowego. Bez uzyskania pisemnej zgody wydawcy żadna część niniejszego materiału nie może być w jakiegokolwiek formie (fotokopia, mikrofilm lub innym sposobem) reprodukowana lub przetwarzana za pomocą systemów elektronicznych.

Zastrzega się możliwość zmiany produktu i koloru oraz wystąpienia błędów drukarskich.






















*Some of the products and designations mentioned in the text are trademarked, patented or copyrighted.*




























*The absence of a special reference or the sign © should not be interpreted as the absence of legal protection.*
























*This publication is copyrighted. All rights, also with regard to translation, reprint and reproduction (also in the form of extracts) are reserved. No part of this publication may be reproduced or processed using electronic systems in any form or by any means (photocopying, microfilm or other methods) without the written permission of the editor.*

*Colours and products subject to alterations. Printing errors excepted.*










**Instrumenty do preparacji**  
*Preparation Instruments*




-   
● **S6801.314.012**
-   
● **S6801.314.014**
-   
● **S6801.314.016**
-   
● **S6801.314.018**
-   
● **S6801.314.023** +
-   
● **801.313.010**
-   
● **801.313.014**
-   
● **801.313.018**
-   
○ **801UF.314.023** +
-   
● **801EF.314.007**
-   
● **801EF.314.018**
-   
● **801EF.314.023** +
-   
● **801EF.314.025** ▣
-   
● **801EF.314.029** ▣
-   
● **8801.314.007**
-   
● **8801.314.012**
-   
● **8801.314.014**
-   
● **8801.314.018**
-   
● **8801.314.023** +
-   
● **8801.314.025** ▣
-   
● **8801.314.029** ▣





-   
● **8801.314.035** ▣
-   
● **801.314.006**
-   
● **801.314.007**
-   
● **801.314.008**
-   
● **801.314.009**
-   
● **801.314.010**
-   
● **801.314.012**
-   
● **801.314.014**
-   
● **801.314.016**
-   
● **801.314.018**
-   
● **801.314.023** +
-   
● **801.314.029** ▣
-   
● **801.314.035** ▣
-   
● **6801.314.009**
-   
● **6801.314.010**
-   
● **6801.314.012**
-   
● **6801.314.014**
-   
● **6801.314.016**
-   
● **6801.314.018**
-   
● **6801.314.023** +
-   
● **6801.314.029** ▣
-   
● **6801.314.035** ▣
-   
● **5801.314.016**
-   
● **5801.314.023** +
-   
● **801.315.012**
-   
● **801.315.016**
-   
● **801EF.204.023** ▣












-   
● **8801.204.018** ▣
-   
● **8801.204.023** ▣
-   
● **8801.204.029** ▣
-   
● **801.204.009** ▣
-   
● **801.204.010** ▣
-   
● **801.204.012** ▣
-   
● **801.204.014** ▣
-   
● **801.204.016** ▣
-   
● **801.204.018** ▣
-   
● **801.204.023** ▣
-   
● **801.204.029** ▣
-   
● **801.204.035** ▣
-   
● **801L.314.016** +
-   
● **6801L.314.016** +
-   
● **802.314.009**
-   
● **802.314.010**
-   
● **802.314.012**
-   
● **802.314.014**
-   
● **802.314.016**
-   
● **802.314.018**
-   
● **6802.314.010**
-   
● **6802.314.012**
-   
● **6802.314.014**












-   
● **805.314.009**
-   
● **805.314.010**
-   
● **805.314.012**
-   
● **805.314.014**
-   
● **805.314.016**
-   
● **805.314.018**
-   
● **805.314.023** +
-   
● **6805.314.012**
-   
● **6805.314.014**

-   
● **807.314.012**
-   
● **807.314.016**
-   
● **807.314.018**

-   
● **813.314.010**
-   
● **813.314.014**
-   
● **813.314.016**
-   
● **813.314.018**

-   
● **806.314.009**
-   
● **806.314.010**
-   
● **806.314.012**
-   
● **806.314.014**
-   
● **806.314.016**
-   
● **806.314.018**
-   
● **6806.314.010**
-   
● **6806.314.012**
-   
● **6806.314.014**
-   
● **822.314.008**
-   
● **822.314.009**



-   
● **830.313.012**
-   
● **830EF.314.010**
-   
● **830EF.314.012**
-   
● **830EF.314.014**
-   
● **830.314.010**
-   
● **830.314.012**
-   
● **830.314.014**
-   
● **830.314.016**
-   
● **830.314.018**

806 314 233524  
**830.314.008**

806 314 233524  
**830.314.009**

806 314 233524  
**830.314.010**

806 314 233524  
**830.314.012**

806 314 233524  
**830.314.014**

806 314 233524  
**830.314.016**

806 314 233534  
**6830.314.010**

806 314 233534  
**6830.314.012**

806 314 233534  
**6830.314.014**

806 314 233534  
**6830.314.016**



**S6830L.314.012**

**S6830L.314.014**

**S6830L.314.016**

**S6830L.314.018**

**S6830L.315.014**



806 313 234524  
**830L.313.014**

806 314 234504  
**830LEF.314.012**

806 314 234514  
**8830L.314.010**

806 314 234514  
**8830L.314.012**

806 314 234514  
**8830L.314.014**

806 314 234524  
**830L.314.010**

806 314 234524  
**830L.314.012**

806 314 234524  
**830L.314.014**

806 314 234524  
**830L.314.016**

806 314 234524  
**830L.314.018**

806 314 234534  
**6830L.314.012**

806 314 234534  
**6830L.314.014**

806 314 234534  
**6830L.314.016**

806 314 234534  
**6830L.314.018**

806 314 234544  
**5830L.314.014**



**S6830RL.314.012**

**S6830RL.314.014**

**S6830RL.314.016**

**S6830RL.314.018**



806 314 238514  
**8830RL.314.012**

806 314 238514  
**8830RL.314.016**

806 314 238524  
**830RL.314.012**

806 314 238524  
**830RL.314.014**

806 314 238524  
**830RL.314.016**

806 314 238524  
**830RL.314.018**

806 314 238534  
**6830RL.314.012**

806 314 238534  
**6830RL.314.014**

806 314 238534  
**6830RL.314.016**

806 314 238534  
**6830RL.314.018**



**10839.314.012 +**

**10839.314.014**

**10839.314.016**



806 314 150524  
**839.314.012 +**



**S6835KR.314.012**

**S6835KR.314.014**



806 314 156504  
**835KREF.314.012**

806 314 156514  
**8835KR.314.008**

806 314 156514  
**8835KR.314.010**

806 314 156514  
**8835KR.314.012**

806 314 156514  
**8835KR.314.014**

806 314 156514  
**8835KR.314.016**

806 314 156524  
**835KR.314.007**

806 314 156524  
**835KR.314.008**

806 314 156524  
**835KR.314.009**

806 314 156524  
**835KR.314.010**

806 314 156524  
**835KR.314.012**

806 314 156524  
**835KR.314.014**

806 314 156524  
**835KR.314.016**

806 314 156534  
**6835KR.314.010**

806 314 156534  
**6835KR.314.012**

806 314 156534  
**6835KR.314.014**



**S6836KR.314.012**

**S6836KR.314.014**

**S6836KR.314.016**



806 314 157504  
**836KREF.314.012**

806 314 157514  
**8836KR.314.010**

806 314 157514  
**8836KR.314.012**

806 314 157514  
**8836KR.314.014**

806 314 157514  
**8836KR.314.016**

806 314 157514  
**8836KR.314.018**

806 314 157524  
**836KR.314.010**

806 314 157524  
**836KR.314.012**

806 314 157524  
**836KR.314.014**

806 314 157524  
**836KR.314.016**

806 314 157524  
**836KR.314.018**

806 314 157534  
**6836KR.314.010**

806 314 157534  
**6836KR.314.012**

806 314 157534  
**6836KR.314.014**



**S6837KR.314.012 +**

**S6837KR.314.014**

**S6837KR.314.016**

**S5837KR.314.014**

**S5837KR.314.016**

**S5837KR.314.018 +**



806 314 158504  
**837KREF.314.014**

806 314 158514  
**8837KR.314.010**

806 314 158514  
**8837KR.314.012 +**

806 314 158514  
**8837KR.314.014**

806 314 158514  
**8837KR.314.016**


806 314 158524  
**837KR.314.010**

806 314 158524  
**837KR.314.012 +**


806 314 158524  
**837KR.314.014**

806 314 158534  
**6837KR.314.012 +**


806 314 158534  
**6837KR.314.014**



837LKR.314.014 +



842KR.314.014 ▢



806 313 107524  
835.313.010

806 313 107524  
835.313.012

806 313 107534  
835.313.012

806 314 107514  
8835.314.010

806 314 107514  
8835.314.014

806 314 107524  
835.314.007

806 314 107524  
835.314.008

806 314 107524  
835.314.009

806 314 107524  
835.314.010

806 314 107524  
835.314.012

806 314 107524  
835.314.014

806 314 107524  
835.314.016

806 314 107534  
6835.314.009

806 314 107534  
6835.314.010

806 314 107534  
6835.314.012

806 314 107534  
6835.314.014



806 314 110514  
8836.314.012

806 314 110524  
836.314.012

806 314 110524  
836.314.014

806 314 110524  
836.314.018

806 314 110524  
836.314.027 ▢

806 314 110534  
6836.314.012

806 314 110534  
6836.314.014

806 314 110534  
6836.314.018

806 314 110544  
5836.314.014



S6837.314.012 +

S6837.314.014

S6837.314.016



806 314 111514  
8837.314.012 +

806 314 111514  
8837.314.014

806 314 111524  
837.314.012 +

806 314 111524  
837.314.014

806 314 111524  
837.314.016

806 314 111534  
6837.314.012 +

806 314 111534  
6837.314.014

806 314 111534  
6837.314.016

806 314 111544  
5837.314.014



806 314 112524  
837L.314.014 +



806 314 113524  
842.314.014 ▢



806 314 137514  
8838.314.012

806 314 137524  
838.314.008

806 314 137524  
838.314.009

806 314 137524  
838.314.010

806 314 137524  
838.314.012

806 314 137534  
6838.314.012



S6880.314.012

S6880.314.014

S6880.314.016



806 314 140514  
8880.314.012

806 314 140514  
8880.314.014

806 314 140514  
8880.314.016

806 314 140524  
880.314.012

806 314 140524  
880.314.014

806 314 140534  
6880.314.012

806 314 140534  
6880.314.014



8880P.314.018 ▢

880P.314.018 ▢



S6881.314.012 +

S6881.314.014

S6881.314.016

S6881.314.018 +

S5881.314.014

S5881.314.016

S5881.314.018 +



806 314 141504  
881EF.314.012 +

806 314 141504  
881EF.314.014

806 314 141514  
8881.314.010 ▢

806 314 141514  
8881.314.012 +

806 314 141514  
8881.314.014

806 314 141514  
8881.314.016

806 314 141514  
8881.314.018 +

806 314 141524  
881.314.010 ▢

806 314 141524  
881.314.012 +

806 314 141524  
881.314.014

806 314 141524  
881.314.016

806 314 141534  
6881.314.012 +

806 314 141534  
6881.314.014

806 314 141534  
6881.314.016

806 314 141534  
6881.314.018 +

806 314 141544  
5881.314.016



8881P.314.018 ▢

881P.314.018 ▢



S6882.314.012 ▢

S6882.314.014 +

S6882.314.016 +



806 314 142514  
8882.314.012 +

806 314 142514  
8882.314.014 +

806 314 142514  
8882.314.016 +

806 314 142524  
882.314.012 +

806 314 142524  
882.314.014 +



S6882L.314.014 ▢



806 314 143514  
8882L.314.014 ▢

806 314 129514  
8884.314.012

806 314 129524  
884.314.012

806 314 129534  
6884.314.012



806 314 130514  
**8885.314.012** +

806 314 130514  
**8885.314.014**

806 314 130524  
**885.314.012** +

806 314 130524  
**885.314.014**

806 314 130534  
**6885.314.012** +

806 314 130534  
**6885.314.014**



806 314 131514  
**8886.314.012** +

806 314 131514  
**8886.314.014** +

806 314 131514  
**8886.314.016** +

806 314 131524  
**886.314.012** +

806 314 131524  
**886.314.014** +

806 314 131524  
**886.314.016** +

806 314 131534  
**6886.314.014** +

806 314 131534  
**6886.314.016** +



**S6886K.314.018** +



806 314 164494  
○ **852UF.314.014**

806 314 164504  
● **852EF.314.014**

806 314 164514  
● **8852.314.012**

806 314 164514  
● **8852.314.014**

806 314 164524  
**852.314.012**

806 314 164524  
● **852.314.037** ▣

806 314 164534  
● **6852.314.012**

806 314 164534  
● **6852.314.023** +



806 314 699494  
○ **955UF.314.008** +

806 314 699504  
● **955EF.314.008** +

806 314 699514  
● **8955.314.008** +



806 314 159504  
● **956EF.314.010**

806 314 159514  
● **8956.314.010**



806 313 165524  
**858.313.014** +

806 314 165494  
○ **858UF.314.014** +

806 314 165504  
● **858EF.314.010** +

806 314 165504  
● **858EF.314.014** +

806 314 165514  
● **8858.314.010** +

806 314 165514  
● **8858.314.014** +

806 314 166524  
**858.314.010** +

806 314 166524  
**858.314.014** +

806 314 166524  
**858.314.016**

806 314 166534  
● **6858.314.014** +



806 314 166494  
○ **859UF.314.014** +

806 314 166504  
● **859EF.314.010** +

806 314 166504  
● **859EF.314.014** +

806 314 166504  
● **859EF.314.018** +

806 314 166514  
● **8859.314.010** +

806 314 166514  
● **8859.314.014** +

806 314 166514  
● **8859.314.018** +

806 314 167524  
**859.314.010** +

806 314 166524  
**859.314.018** +

806 314 166534  
● **6859.314.018** +



**S6850.314.014** +

**S6850.314.016** +

**S6850.314.018** +



806 314 199514  
● **8850.314.012** +

806 314 199514  
● **8850.314.014** +

806 314 199514  
● **8850.314.016** +

806 314 199514  
● **8850.314.018** +

806 314 199524  
**850.314.012** +

806 314 199524  
**850.314.014** +

806 314 199524  
**850.314.016** +

806 314 199524  
**850.314.018** +

806 314 199524  
**850.314.023** +

806 314 199534  
● **6850.314.012** +

806 314 199534  
● **6850.314.014** +

806 314 199534  
● **6850.314.016** +

806 314 199534  
● **6850.314.018** +

806 314 199534  
● **6850.314.023** +

806 314 199544  
● **5850.314.016** +



806 314 223514  
● **8868.314.012** +

806 314 223514  
● **8868.314.016**


806 314 223524  
**868.314.012** +

806 314 223524  
**868.314.016**



**S6845KR.314.018**

**S6845KR.314.025** ▣



806 314 544504  
● **845KREF.314.016**

806 314 544504  
● **845KREF.314.018**

806 314 544504  
● **845KREF.314.025** ▣

806 314 544514  
● **8845KR.314.016**

806 314 544514  
● **8845KR.314.018**

806 314 544514  
● **8845KR.314.021** +

806 314 544514  
● **8845KR.314.025** ▣

806 314 544524  
**845KR.314.016**

806 314 544524  
**845KR.314.018**

806 314 544524  
**845KR.314.021** +

806 314 544524  
**845KR.314.025** ▣



**845KRD.314.025**



806 314 545504  
● **846KREF.314.016**

806 314 545514  
● **8846KR.314.016**

806 314 545514  
● **8846KR.314.018**

806 314 545524  
**846KR.314.016**

806 314 545524  
**846KR.314.018**



**S6847KR.314.014**












**S6847KR.314.016**


**S6847KR.314.018**







806 314 546504  
● **847KREF.314.016**




806 314 546504  
● **847KREF.314.023** +







-  806 314 546514  
**8847KR.314.014**
-  806 314 546514  
**8847KR.314.016**
-  806 314 546514  
**8847KR.314.018**
-  806 314 546514  
**8847KR.314.023** +
-  806 314 546524  
**847KR.314.014**
-  806 314 546524  
**847KR.314.016**
-  806 314 546524  
**847KR.314.018**
-  806 314 546524  
**847KR.314.023** +
-  806 314 546534  
**6847KR.314.016**
-  806 314 546534  
**6847KR.314.018**
-  806 314 546534  
**6847KR.314.023** +









-  **6847KRD.314.016**

-  **S6848KR.314.014** +
-  **S6848KR.314.016** +
-  **S6848KR.314.018** +

-  **8848KR.314.016** +
-  **8848KR.314.018** +
-  **848KR.314.016** +









-  806 314 585514  
**8951KR.314.017**
-  806 314 585514  
**8951KR.314.020** +
-  806 314 585514  
**8951KR.314.024** ▣
-  806 314 585524  
**951KR.314.016**
-  806 314 585524  
**951KR.314.019** +
-  806 314 585524  
**951KR.314.023** +







-  **8372P.314.023** ▣
-  **8372PL.314.023** ▣











-  **959KREF.314.018**
-  806 314 584504  
**8959KR.314.018**
-  806 314 584514  
**959KR.314.018**
-  806 314 584524  
**959KR.314.018**

















-  **959KRD.314.018**






-  806 314 168524  
**845.314.009**
-  806 314 168524  
**845.314.010**
-  806 314 168524  
**845.314.012**
-  806 314 168524  
**845.314.014**
-  806 314 168524  
**845.314.016**
-  806 314 168524  
**845.314.018**
-  806 314 168534  
**6845.314.012**
-  806 314 168534  
**6845.314.014**


-  806 314 171514  
**8846.314.016**
-  806 314 171524  
**846.314.012**
-  806 314 171524  
**846.314.016**
-  806 314 171524  
**846.314.025** ▣
-  806 314 171534  
**6846.314.012**
-  806 314 171534  
**6846.314.016**











-  **8847.314.012** +
-  806 314 172514  
**8847.314.014**
-  806 314 172514  
**8847.314.016**
-  806 314 172524  
**847.314.012** +
-  806 314 172524  
**847.314.014**
-  806 314 172524  
**847.314.016**
-  806 314 172534  
**6847.314.012** +
-  806 314 172534  
**6847.314.014**
-  806 314 172534  
**6847.314.016**
-  806 314 172544  
**5847.314.016**

-  806 314 173514  
**8848.314.016** +
-  806 314 173524  
**848.314.014** +
-  806 314 173524  
**848.314.016** +
-  806 314 173524  
**848.314.018** +
-  806 314 173524  
**848.314.023** +
-  806 314 173534  
**6848.314.016** +
-  806 314 173534  
**6848.314.018** +
-  806 314 173534  
**6848.314.023** +
-  806 314 173534  
**6848.314.031** ▣
-  806 314 173544  
**5848.314.016** +






-  806 314 195504  
**957EF.314.007**
-  806 314 195504  
**957EF.314.009**
-  806 314 195514  
**8957.314.007**
-  806 314 195514  
**8957.314.009**


-  806 314 194524  
**849.314.010**
-  806 314 194524  
**849.314.012**
-  806 314 194524  
**849.314.016**
-  806 314 194534  
**6849.314.012**
-  806 314 194534  
**6849.314.016**

-  **8849P.314.016** ▣

-  806 314 197514  
**8855.314.012**
-  806 314 197514  
**8855.314.025** ▣
-  806 314 197524  
**855.314.012**
-  806 314 197524  
**855.314.014**
-  806 314 197524  
**855.314.025** ▣
-  806 314 197534  
**6855.314.012**
-  806 314 197534  
**6855.314.025** ▣
-  806 314 197534  
**6855.314.025** ▣
-  806 314 197544  
**5855.314.025** ▣
-  **855D.314.016**



-  **S6856.314.012**
-  **S6856.314.014**
-  **S6856.314.016**
-  **S6856.314.018**
-  **S6856.314.021** +



806 313 198534  
● **6856.313.016**

806 314 198504  
● **856EF.314.012** +

806 314 198504  
● **856EF.314.016**

806 314 198514  
● **8856.314.012** +

806 314 198514  
● **8856.314.014**

806 314 198514  
● **8856.314.016**

806 314 198514  
● **8856.314.018**

806 314 198514  
● **8856.314.021** +

806 314 198524  
● **856.314.012** +

806 314 198524  
● **856.314.014**

806 314 198524  
● **856.314.016**

806 314 198524  
● **856.314.018**

806 314 198534  
● **6856.314.012** +

806 314 198534  
● **6856.314.014**

806 314 198534  
● **6856.314.016**

806 314 198534  
● **6856.314.018**

806 314 198534  
● **6856.314.021** +

806 314 198544  
● **5856.314.014**

806 314 198544  
● **5856.314.016**

806 314 198544  
● **5856.314.018**



● **8856P.314.016** ▣

● **8856P.314.018** ▣

● **8856P.314.021** ▣

● **856P.314.016** ▣

● **856P.314.018** ▣

● **856P.314.021** ▣

● **6856P.314.018** ▣

● **6856P.314.021** ▣



● **S6856XL.314.021** +



806 314 200514  
● **8856XL.314.021** +



806 314 287514  
● **8876.314.009** +

806 314 287524  
● **876.314.009** +



● **S6877.314.012**

● **S6877.314.014**

● **S6877.314.016**



806 313 288514  
● **8877.313.012**

806 313 288534  
● **6877.313.012**

806 314 288514  
● **8877.314.009** ▣

806 314 288514  
● **8877.314.010** ▣

806 314 288514  
● **8877.314.012**

806 314 288514  
● **8877.314.014**

806 314 288514  
● **8877.314.016**

806 314 288524  
● **877.314.009** ▣

806 314 288524  
● **877.314.010** ▣

806 314 288524  
● **877.314.012**

806 314 288534  
● **6877.314.010** ▣

806 314 288534  
● **6877.314.012**



● **S6878.314.012** +

● **S6878.314.014**

● **S6878.314.016**

● **S5878.314.014**

● **S5878.314.016**

● **S5878.314.018** +



806 313 289514  
● **8878.313.012** +

806 313 289524  
● **878.313.012** ▣

806 313 289534  
● **6878.313.014**

806 314 289504  
● **878EF.314.012** +

806 314 289504  
● **878EF.314.014**

806 314 289514  
● **8878.314.010** ▣

806 314 289514  
● **8878.314.012** +

806 314 289514  
● **8878.314.014**

806 314 289514  
● **8878.314.016**

806 314 289524  
● **878.314.010** ▣

806 314 289524  
● **878.314.012** +

806 314 289524  
● **878.314.014**

806 314 289524  
● **878.314.016**

806 314 289534  
● **6878.314.010** ▣

806 314 289534  
● **6878.314.012** +

806 314 289534  
● **6878.314.014**

806 314 289534  
● **6878.314.016**

806 314 289544  
● **5878.314.014**



● **S6879.314.012** ▣

● **S6879.314.014** +

● **S6879.314.016** +

● **S6879.314.018** +

● **S5879.314.014** +

● **S5879.314.016** +

● **S5879.314.018** +



806 314 290504  
● **879EF.314.012** ▣

806 314 290504  
● **879EF.314.014** +

806 314 290514  
● **8879.314.010** ▣

806 314 290514  
● **8879.314.012** ▣

806 314 290514  
● **8879.314.014** +

806 314 290514  
● **8879.314.016** +

806 314 290514  
● **8879.314.018** +

806 314 290524  
● **879.314.010** ▣

806 314 290524  
● **879.314.012** ▣

806 314 290524  
● **879.314.014** +

806 314 290534  
● **6879.314.012** ▣

806 314 290534  
● **6879.314.014** +

806 314 290534  
● **6879.314.016** +



● **S6879L.314.014** ▣



806 314 291514  
● **8879L.314.014** ▣

806 314 291524  
● **879L.314.014** ▣




● **8878P.314.014** ▣


● **6878P.314.014** ▣





806 314 296534  
● **6876K.314.012**





- 


---
- 806 314 297514  
**8877K.314.014**
- 


---
- 806 314 297514  
**8877K.314.016**
- 


---
- 806 314 297524  
**877K.314.012**
- 


---
- 806 314 297524  
**877K.314.014**
- 


---
- 806 314 297524  
**877K.314.016**
- 


---
- 806 314 297534  
**6877K.314.012**
- 


---
- 806 314 297534  
**6877K.314.014**
- 


---
- 806 314 297534  
**6877K.314.016**
- 


---
- 806 314 297534  
**6877K.314.018**
- 


---
- 806 314 297534  
**6877K.314.021** +
- 


---
- 806 314 297544  
**5877K.314.016**
- 


---
- S6878K.314.012** +
- 


---
- S6878K.314.014**
- 


---
- S6878K.314.016**
- 


---
- S6878K.314.018**
- 


---
- S6878K.314.021** +
- 


---
- S6878K.314.021** +
- 

---
- S6878K.314.021** +
- 


---
- 


---
- 806 314 298514  
**8878K.314.012** +
- 


---
- 806 314 298514  
**8878K.314.014**
- 


---
- 806 314 298514  
**8878K.314.016**
- 


---
- 806 314 298514  
**8878K.314.018**


- 


---
- 806 314 298514  
**8878K.314.021** +
- 


---
- 806 314 298524  
**878K.314.012** +
- 


---
- 806 314 298524  
**878K.314.014**
- 


---
- 806 314 298524  
**878K.314.016**
- 


---
- 806 314 298524  
**878K.314.018**
- 


---
- 806 314 298524  
**878K.314.021** +
- 


---
- 806 314 298534  
**6878K.314.012** +
- 


---
- 806 314 298534  
**6878K.314.014**
- 


---
- 806 314 298534  
**6878K.314.016**
- 


---
- 806 314 298534  
**6878K.314.018**
- 


---
- 806 314 298534  
**6878K.314.021** +
- 


---
- 806 314 298534  
**6878K.314.023** +
- 


---
- 806 314 298544  
**5878K.314.016**
- 


---
- 806 314 298544  
**5878K.314.018**
- 


---
- 8878KP.314.018** ▣
- 


---
- 8878KP.314.021** ▣
- 

---
- 878KP.314.018** ▣
- 


---
- 878KP.314.021** ▣
- 


---
- S6879K.314.014** +
- 


---
- S6879K.314.016** +
- 


---
- S6879K.314.018** +
- 


---
- S6879K.314.021** +


- 


---
- 806 314 299514  
**8879K.314.012** +
- 


---
- 806 314 299514  
**8879K.314.014** +
- 


---
- 806 314 299514  
**8879K.314.016** +
- 


---
- 806 314 299514  
**8879K.314.018** +
- 


---
- 806 314 299514  
**8879K.314.021** +
- 


---
- 806 314 299524  
**879K.314.012** +
- 


---
- 806 314 299524  
**879K.314.014** +
- 


---
- 806 314 299524  
**879K.314.016** +
- 


---
- 806 314 299524  
**879K.314.018** +
- 


---
- 806 314 299534  
**6879K.314.012** +
- 


---
- 806 314 299534  
**6879K.314.014** +
- 


---
- 806 314 299534  
**6879K.314.016** +
- 


---
- 806 314 299534  
**6879K.314.018** +
- 


---
- 806 314 299534  
**6879K.314.021** +
- 


---
- 806 314 299534  
**6879K.314.023** +
- 


---
- 806 314 299544  
**5879K.314.016** +
- 

---
- 806 314 299544  
**5879K.314.018** +
- 


---
- 806 314 299544  
**5879K.314.018** +
- 


---
- 8879KP.314.018** ▣
- 


---
- 879KP.314.018** ▣
- 


---
- S6368.314.016** +
- 


---
- S6368.314.023** +


- 


---
- 806 314 257494  
**368UF.314.016**
- 


---
- 806 314 257494  
**368UF.314.023** +
- 


---
- 806 314 257504  
**368EF.314.016**
- 


---
- 806 314 257504  
**368EF.314.021** +
- 


---
- 806 314 257504  
**368EF.314.023** +
- 


---
- 806 314 257514  
**8368.314.016**
- 


---
- 806 314 257514  
**8368.314.021** +
- 


---
- 806 314 257514  
**8368.314.023** +
- 


---
- 806 314 257524  
**368.314.016**
- 


---
- 806 314 257524  
**368.314.021** +
- 


---
- 806 314 257524  
**368.314.023** +
- 


---
- 806 314 257534  
**6368.314.016**
- 


---
- 806 314 257534  
**6368.314.023** +
- 


---
- 806 314 257544  
**5368.314.023** +
- 


---
- 806 315 257504  
**368EF.315.023** +
- 


---
- 806 315 257514  
**8368.315.023** +
- 

---
- 806 204 257504  
**368EF.204.023** ▣
- 


---
- 806 204 257514  
**8368.204.016** ▣
- 


---
- 806 204 257514  
**8368.204.023** ▣
- 


---
- 806 204 257524  
**368.204.023** ▣
- 


---
- 368LEF.314.016**
- 


---
- 8368L.314.016**


- 


---
- S6379.314.018**
- 


---
- S6379.314.023** +
- 


---
- 806 314 277524  
**S5379.314.023** +
- 


---
- S6379E.314.029** ▣
- 


---
- 8379E.314.029** ▣
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 


---
- 806 314 277494  
**379UF.314.023** +
- 


---
- 806 314 277504  
**379EF.314.018**
- 


---
- 806 314 277504  
**379EF.314.023** +
- 


---
- 806 314 277514  
**8379.314.012**
- 


---
- 806 314 277514  
**8379.314.014**
- 


---
- 806 314 277514  
**8379.314.016**
- 


---
- 806 314 277514  
**8379.314.018**
- 

---
- 806 314 277514  
**8379.314.021** +
- 

---
- 806 314 277514  
**8379.314.023** +
- 

---
- 806 314 277524  
**379.314.014**
- 

---
- 806 314 277524  
**379.314.018**
- 

---
- 806 314 277524  
**379.314.023** +
- 

---
- 806 314 277534  
**6379.314.023** +



- 806 314 277544  
● **5379.314.023** +
- 806 315 277504  
● **379EF.315.023** +
- 806 315 277514  
● **8379.315.023** +
- 806 315 277534  
● **6379.315.023** +
- 806 204 277514  
● **8379.204.023** ■
  
- 806 314 274494  
○ **390UF.314.016**
- 806 314 274504  
● **390EF.314.016**
- 806 314 274514  
● **8390.314.014**
- 806 314 274514  
● **8390.314.016**
- 806 314 274524  
● **390.314.016**
  
- 806 314 274524  
● **390.314.016**
- 806 314 274534  
● **6883.314.010** +
  
- 806 314 540514  
● **8889.314.009** +
- 806 314 540514  
● **8889.314.010** +
- 806 314 540524  
● **889.314.009** +
- 806 314 540534  
● **6889.314.009** +
- 806 314 540534  
● **6889.314.010** +
  
- 806 314 496524  
● **888.314.012** +

- 806 314 245504  
● **860EF.314.012**
- 806 314 245514  
● **8860.314.012**
- 806 314 245524  
● **860.314.010**
- 806 314 245524  
● **860.314.012**
- 806 314 245524  
● **860.314.014**
- 806 314 245524  
● **860.314.016**
- 806 314 245534  
● **6860.314.010**
- 806 314 245534  
● **6860.314.012**
- 806 314 245534  
● **6860.314.014**
- 806 204 245514  
● **8860.204.012** ■
- 806 204 245524  
● **860.204.012** ■
  
- **S6862.314.012** +
- **S6862.314.014** +
- **S6862.314.016** +
  
- 806 314 249534  
● **6862.314.012** +
- 806 314 249534  
● **6862.314.014**
- 806 314 249534  
● **6862.314.016**
- 806 314 249544  
● **5862.314.012** +
- 806 204 249504  
● **862EF.204.012** ■
- 806 204 249514  
● **8862.204.012** ■
- 806 204 249524  
● **862.204.014** ■



- 806 313 249534  
● **6862.313.012** +
- 806 314 249494  
○ **862UF.314.012** +
- 806 314 249504  
● **862EF.314.010** +
- 806 314 249504  
● **862EF.314.012** +
- 806 314 249504  
● **862EF.314.014** +
- 806 314 249504  
● **862EF.314.016**
- 806 314 249514  
● **8862.314.010** +
- 806 314 249514  
● **8862.314.012** +
- 806 314 249514  
● **8862.314.014**
- 806 314 249514  
● **8862.314.016**
- 806 314 249524  
● **862.314.010** +
- 806 314 249524  
● **862.314.012** +
- 806 314 249524  
● **862.314.014**
- 806 314 249534  
● **6862.314.012** +
- 806 314 249534  
● **6862.314.014**
- 806 314 249534  
● **6862.314.016**
- 806 314 249544  
● **5862.314.012** +
- 806 204 249504  
● **862EF.204.012** ■
- 806 204 249514  
● **8862.204.012** ■
- 806 204 249524  
● **862.204.014** ■

- 806 314 250494  
○ **863UF.314.012** +
- 806 314 250504  
● **863EF.314.010** +
- 806 314 250504  
● **863EF.314.012** +
- 806 314 250504  
● **863EF.314.016** +
- 806 314 250504  
● **863EF.314.016** +
- 806 314 250514  
● **8863.314.010** +
- 806 314 250514  
● **8863.314.012** +
- 806 314 250514  
● **8863.314.014** +
- 806 314 250514  
● **8863.314.016** +
- 806 314 250524  
● **863.314.012** +
- 806 314 250524  
● **863.314.016** +
- 806 314 250534  
● **6863.314.012** +
- 806 314 250534  
● **6863.314.014** +
- 806 314 250534  
● **6863.314.016** +
- 806 314 250544  
● **5863.314.016** +
- 806 204 250514  
● **8863.204.012** ■
- 806 204 250524  
● **863.204.012** ■
- 806 204 250524  
● **863.204.016** ■
  
- 806 314 251514  
● **8864.314.014** ■
- 806 314 251524  
● **864.314.014** ■
  
- 806 314 304524  
● **825.314.016**
- 806 314 304524  
● **825.314.023** +

- **S6863.314.012** +
- **S6863.314.014** +
- **S6863.314.016** +





**Licówki**  
*Veneer*  
*Technique*







- 806 314 250534  
● **6863.314.016** +
- 806 314 250534  
● **6863.314.016** +
- 806 314 250544  
● **5863.314.016** +
- 806 204 250514  
● **8863.204.012** ■
- 806 204 250524  
● **863.204.012** ■
- 806 204 250524  
● **863.204.016** ■
  
- 806 314 552524  
● **834.314.016** ■
- 806 314 552524  
● **834.314.021** ■
  
- **6844.314.014** +
- **6844.314.016** +







**OccluShaper**  
*OccluShaper*











-  **8370.314.030** ▣
-  **8370.314.035** ▣
-  **370.314.030** ▣
-  **370.314.035** ▣

**Kształty specjalne**  
*Special Shapes*







-  **369.314.025** ▣
-  **8804.314.009**
-  **833A.314.025** ▣
-  **8833.314.031** ▣

-  **8899.314.021** +
-  **8899.314.027** ▣
-  **8899.314.031** ▣
-  **899.314.021** +
-  **899.314.027** ▣
-  **899.314.031** ▣









-  **6369A.314.023** +
-  **811.314.033** ▣
-  **811.314.037** ▣

-  **973EF.314.021** +
-  **8973.314.021** +
-  **973.314.021** +
-  **392EF.314.016**
-  **8392.314.016**







-  **909.314.040** ▣
-  **909.314.055** ◇
-  **6909.314.040** ▣
-  **5909.314.040** ▣
-  **909.204.040** ▣
-  **909.204.055** ◇






























-  **8905.313.018** +
-  **8905.313.023** ▣
-  **8905.313.027** ▣
-  **8905.313.031** ▣
-  **905.313.018** +
-  **905.313.023** ▣
-  **905.313.027** ▣
-  **905.313.031** ▣

**PrepMarker**  
*PrepMarker*


























-  **DM05.314.009** ▣
-  **DM10.314.009** ▣
-  **DM15.314.009** ▣
-  **DM20.314.009** ▣































**Mikropreparacja**  
*Micro-preparation*





























-  **889M.313.007** +
-  **8889M.314.007** +
-  **889M.314.007** +
-  **838M.313.007** +
-  **8838M.314.007** +
-  **838M.314.007** +
-  **830M.313.012** ▣
-  **8830M.314.012** ▣
-  **830M.314.012** ▣

-  **830RM.313.009** +
-  **8830RM.314.009** +
-  **830RM.314.009** +
-  **953M.313.014** ▣
-  **8953M.314.014** ▣
-  **953M.314.014** ▣
-  **953AM.313.014** ▣
-  **8953AM.314.014** ▣
-  **953AM.314.014** ▣
-  **801M.314.010** ▣
-  **801M.314.012** ▣
-  **830AM.314.008** ▣
-  **830AM.314.010** ▣
-  **835KRM.314.008** ▣
-  **835KRM.314.010** ▣
-  **883AM.314.007** ▣
-  **955AM.314.007** ▣
-  **957AM.314.007** ▣







**Instrumenty ZR  
do pełnoceramiki**  
*ZR-Diamonds for  
all-ceramics*

-   **ZR6390.314.016**
-   **ZR6801.314.010**
-   **ZR6801.314.014**
-   **ZR6801.314.018**
-   **ZR6801.314.023**
-   **ZR8801L.315.008 +**
-   **ZR8801L.315.010 +**
-   **ZR8801L.315.014 +**
-   **ZR8801L.315.018 +**
-   **ZR801L.315.012 +**
-   **ZR801L.315.014 +**
-   **ZR6801L.315.014 +**
-   **ZR6801L.315.018 +**
-   **ZR6805.314.018**
-   **ZR6807.314.016**

-   **ZR8390.314.016**
-   **ZR6390.314.016**
-   **ZR8972.314.020 +**
-   **ZR972.314.020 +**
-   **ZR8390L.315.014 +**
-   **ZR390L.315.014 +**
-   **ZR6881.314.012**
-   **ZR6881.314.016**
-   **ZR8881.315.016 +**
-   **ZR8856.314.025 +**
-   **ZR6856.314.025 +**
-   **ZR6830L.314.014**
-   **ZR8850.314.016**
-   **ZR850.314.016**
-   **ZR6850.314.016**

-   **ZR8862.314.016**
-   **ZR862.314.016**
-   **ZR6862.314.016**
-   **ZR8863.314.014 +**
-   **ZR863.314.014 +**
-   **ZR8379.314.014**
-   **ZR8379.314.023 +**
-   **ZR379.314.014**
-   **ZR379.314.023 +**
-   **ZR6379.314.014**
-   **ZR6379.314.023 +**
-   **ZR8379L.315.014 +**
-   **ZR8379L.315.023 +**
-   **ZR379L.315.014 +**


**Separatory do  
pełnoceramiki**  
*Crown cutter  
for all-ceramics*

- Jack**
-   **4ZRS.314.016**
  -   **4ZR.314.012**
  -   **4ZR.314.014**



**Instrumenty  
do usuwania  
kompozytu**  
*Composite  
Remover*

-   **4COMP.314.012**







**Pilniki wykonujące ruch posuwisty do opracowywania wypełnień**  
Files for reciprocating handpiece for work on fillings









**Tarcze wykańczające**  
Finishing Disc



**Leczenie periodontologiczne**  
Periodontal treatments



**Chirurgia/implantologia**  
Surgery/  
Implantology



- **WS 25**
- **WS 25 F**
- **WS 25 EF**
- WS 25 A**




	10	10	10
	<span style="color: blue;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>
ziarnistość · Grit	średnia · medium (45 µm)	drobna · fine (30 µm)	bardzo drobna · extra-fine (15 µm)
grubość · Thickness mm	0,13	0,10	0,08
szerokość · Width (B) mm	2,5	2,5	2,5
długość · Length mm	148	148	148

<span style="color: blue;">●</span> <b>WS 25</b>	•		
<span style="color: red;">●</span> <b>WS 25 F</b>		•	
<span style="color: yellow;">●</span> <b>WS 25 EF</b>			•

asortyment · Assortments 15 szt./pcs	5	5	5
<b>WS 25 A</b>		•	

Paski typu plaster miodu, powłoka z jednej strony, stal nierdzewna  
 Diamond strip with honeycomb design, single sided, stainless steel



- **WS 37**
- **WS 37 F**
- **WS 37 EF**
- WS 37 A**



	10	10	10
	<span style="color: blue;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>
ziarnistość · Grit	średnia · medium (45 µm)	drobna · fine (30 µm)	bardzo drobna · extra-fine (15 µm)
grubość · Thickness mm	0,13	0,10	0,08
szerokość · Width (B) mm	3,75	3,75	3,75
długość · Length mm	148	148	148

<span style="color: blue;">●</span> <b>WS 37</b>	•		
<span style="color: red;">●</span> <b>WS 37 F</b>		•	
<span style="color: yellow;">●</span> <b>WS 37 EF</b>			•

asortyment · Assortments 15 szt./pcs	5	5	5
<b>WS 37 A</b>		•	

Paski typu plaster miodu, powłoka z jednej strony, stal nierdzewna  
 Diamond strip with honeycomb design, single sided, stainless steel

- DS 25
- DS 25 F
- DS 25 EF
- DS 25 A



	10	10	10
	<span style="color: blue;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>
ziarnistość · Grit	średnia · medium (45 µm)	drobna · fine (30 µm)	bardzo drobna · extra-fine (15 µm)
grubość · Thickness mm	0,13	0,10	0,08
szerokość · Width (B) mm	2,5	2,5	2,5
długość · Length mm	148	148	148

<span style="color: blue;">●</span> DS 25	·		
<span style="color: red;">●</span> DS 25 F		·	
<span style="color: yellow;">●</span> DS 25 EF			·

asortyment · Assortments 15 szt./pcs	5	5	5
--------------------------------------	---	---	---

#### DS 25 A

Paski typu plaster miodu, powłoka z jednej strony, stal nierdzewna  
Diamond strip, single sided, stainless steel

- DS 37
- DS 37 F
- DS 37 EF
- DS 37 A



	10	10	10
	<span style="color: blue;">●</span>	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: yellow;">●</span>
ziarnistość · Grit	średnia · medium (45 µm)	drobna · fine (30 µm)	bardzo drobna · extra-fine (15 µm)
grubość · Thickness mm	0,13	0,10	0,08
szerokość · Width (B) mm	3,75	3,75	3,75
długość · Length mm	148	148	148

<span style="color: blue;">●</span> DS 37	·		
<span style="color: red;">●</span> DS 37 F		·	
<span style="color: yellow;">●</span> DS 37 EF			·

asortyment · Assortments 15 szt./pcs	5	5	5
--------------------------------------	---	---	---

#### DS 37 A

Paski typu plaster miodu, powłoka z jednej strony, stal nierdzewna  
Diamond strip, single sided, stainless steel

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Eksport:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de

---

