



Komet **EnFill & EnPack.**

Einzelne herausragend. Im Team noch besser.





Komet **EnFill & EnPack.**

Die Kombination für wirtschaftliche, einfache und sichere Wurzelkanal-Obturationen.

Höchst effiziente, sichere und homogene Wurzelkanalfüllung – der optimale Abschluss jeder Endo. Batteriebetrieben, präzise, schnell einsatzbereit.

Mit unseren Obturationsgeräten für die warme, vertikale Obturation halten Sie die ideale Kombination in den Händen, um Ihre Endos wirtschaftlich, komfortabel und sicher abzuschließen. Mit EnPack und EnFill sind Sie jederzeit einsatzbereit, können dank kürzester Heizzeiten direkt loslegen und effizient ohne Unterbrechungen arbeiten.

Leistungsstarke Akkus ohne störende Kabel, einfache Bedienung nach dem Plug-and-Play-Prinzip und die einzigartigen, drehbaren Displays stellen sicher, dass Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren und nicht um die Technik kümmern müssen. Ein kurzer Blick, ein kurzer Knopfdruck, ein kurzes Aufheizen und es geht weiter.

EnPack und EnFill bringen alles mit, damit Sie Ihren gewohnten Workflow beibehalten können. Beide Geräte sind universell einsetzbar, erfüllen durch die 360° drehbare Injektionsnadel bzw. Heizspitzen in neun Größen nahezu jede Anforderung und lassen Sie dank ihres Designs und geringen Gewichts ermüdungsfrei arbeiten.

Steigern Sie Ihre Behandlungseffizienz durch optimale, homogene Ergebnisse in kürzester Zeit, vom Apex bis zum Kanaleingang.

Komet **EnPack.**

Effizienz im Wurzelkanal.

Mit unserem Obturationsgerät für die warme, vertikale Obturation des apikalen Drittels schließen Sie Ihre Endo wirtschaftlich, komfortabel und sicher ab.

Sie sind jederzeit einsatzbereit, können direkt loslegen und effizient ohne Unterbrechungen arbeiten. Die Heizspitze ist in nur 0,2 Sekunden aufgeheizt. Verlieren Sie während der Arbeit keine wertvolle Zeit und bleiben Sie im Workflow. Einfache Plug-and-Play-Bedienung, ein in jeder Haltung leicht ablesbares Display und ein leistungsstarker Akku stellen sicher, dass Sie sich nur um Ihren Patienten und nicht um die Technik kümmern müssen. EnPack macht sauberes, präzises Arbeiten besonders einfach. Dabei ist er universell einsetzbar, für Handaufbereiter wie im Zusammenspiel mit jedem Endo-Motor. Die neun Heizspitzen bieten mit unterschiedlichen Durchmessern stets optimale Sicht auf den Arbeitsbereich,

dank des geringen Gewichts und des ergonomischen Designs arbeiten Sie ermüdungsfrei und das präzise Abtrennen des Masterpoints ist mit der Heizspitze auch bei Kaltobturationen komfortabel möglich – ohne Verschmieren und die Gefahr, die Guttapercha wieder herauszuziehen. Das schnelle Aufheizen im Wurzelkanal sorgt für größtmögliche Patientensicherheit und ein optimales, homogenes Ergebnis.

Verwendung:

1. Drücken Sie kurz auf den Power-Button, um den EnPack einzuschalten.
2. Halten Sie den Power-Button länger gedrückt, um die Anzeige zu wechseln.
3. Drücken Sie den Heating-Button, um die Heizspitze zu erwärmen. Lassen Sie ihn los, um das Aufheizen zu beenden.
4. Drücken Sie nach dem Einschalten gleichzeitig den Power-Button und den Heating-Button, um die Lautstärke einzustellen.
5. Drücken Sie kurz den Power-Button, um die Lautstärke auszuwählen.
6. Drücken Sie kurz den Heating-Button, um die Lautstärkeeinstellung zu beenden.



Ihre Highlights. Unser Versprechen.

Alle Vorteile im Überblick.

Jederzeit bereit.

Die Heizspitze ist in nur 0,2 Sekunden aufgeheizt, so dass Sie direkt loslegen können. Durch das Aufheizen direkt im Wurzelkanal erhöhen Sie die Sicherheit Ihrer Patienten und gewährleisten eine optimale Verarbeitung der Guttapercha.

Mit jeder Behandlung Zeit sparen.

Keine lange Vorbereitung, einfach loslegen: Mit nur zwei Druckknöpfen und wenigen Einstellungen können Sie einfach Ihre Arbeit machen, ohne sich um die Technik zu kümmern. Die einfache Bedienung ermöglicht Ihnen schnelle Reaktionen und spart mit jeder Behandlung wertvolle Zeit.

Voller Fokus auf das, was zählt.

Mit unterschiedlichen Durchmessern bietet die Spitze zu jeder Zeit optimale Sicht auf den Arbeitsbereich. Sie erreicht selbst enge, tiefe Stellen und trennt die Guttapercha präzise ab. So können Sie bequem und mit höchster Präzision arbeiten, ohne Einschränkungen selbst in beengten Situationen.

Für jede Situation ausgestattet.

Mit neun Heizspitzen-Größen und passgenau einstellbarem Winkel kann nahezu jeder Wurzelkanal effizient gefüllt werden. Mit wenigen Handgriffen ist Ihr EnPack bereit für den nächsten Patienten – exakt für die Anforderungen des Wurzelkanals.

Komfortabel arbeiten.

Arbeiten, ohne zu ermüden: Dank schlankem Design, geringem Gewicht und einem ergonomischen Griff macht EnPack Endos komfortabel möglich. Design und Anzeige sind sowohl für Links- wie Rechtshänder ausgelegt.

Höchst sicher.

Schnelle Aufheizzeit und zügiges Abkühlen bieten größtmögliche Sicherheit für den Patienten und das optimale Ergebnis. Durch Aufheizen im Wurzelkanal wird der Patient zusätzlich geschützt.

Vielfältig kompatibel.

EnPack ist als eigenständiges Gerät die optimale Ergänzung für jeden Endo-Motor. Universell einsetzbar, ideal im Zusammenspiel mit dem EnFill und die optimale Erweiterung unseres EnDrive.

Universell einsetzbar.

Profitieren Sie auch bei der Kaltobturation von der Präzision des EnPack und trennen Sie den Masterpoint sauber und präzise ab. Kein Verschmieren, keine Gefahr, die Guttapercha zu bewegen, keine Verletzungsgefahr, sondern komfortables Arbeiten mit einem sterilen, sauberem Ergebnis.

Flexibel nutzen.

Keine störenden Kabel, dafür ein Akku, der 1.500 Behandlungen oder auch 4 Stunden lang hält. Bei Nichtgebrauch legen Sie Ihren EnPack einfach auf der Ladestation ab und er lädt sich automatisch auf.

Komet **EnFill.**

Einfache und sichere Abfüllung.

Mit unserem Obturationsgerät für die warme, vertikale Obturation schließen Sie Ihre Endo wirtschaftlich, komfortabel und sicher ab. Dank des leistungsstarken Akkus und der kurzen Heizzeit von nur rund 15 Sekunden sind Sie im Handumdrehen einsatzbereit und können Ihre Füllung ohne Unterbrechungen oder Verzögerungen durchführen.

Die sechs verfügbaren Injektionsnadeln lassen sich dabei den Anforderungen des Wurzelkanals und Ihren Haltevorlieben optimal anpassen, da sie um 360° drehbar sind. Sie sind so dünn, dass Sie jederzeit optimale Sicht auf den Arbeitsbereich haben und den Kanal sicher und präzise abfüllen können. Intuitive Bedienbarkeit, schnelle Reaktionsfähigkeit und ermüdungsfreies Design sparen bei jeder Endo kostbare Zeit. Dabei ist der EnFill für Handaufbereiter wie als Partner für jeden Endo-Motor einsetzbar.

Der leichte, ergonomische Pistolengriff gibt Ihnen volle Kontrolle über Füllmenge sowie Fließgeschwindigkeit und folgt dabei ganz Ihrem eigenen Workflow. Ob allein oder mit dem EnPack als idealem Partner – mit EnFill ernten Sie den Erfolg auch für all die herausfordernde Arbeit, die Sie zuvor mit Ihrer Aufbereitung des Wurzelkanals geleistet haben.

Verwendung:

1. Halten Sie die Enriegelung gedrückt und ziehen Sie den Stößel zurück.
2. Befüllen Sie den Ladeschlitz mit einem Guttapercha-Pellet. **WICHTIG:** Verwenden Sie stets nur EIN Pellet!
3. Schieben Sie den Stößel wieder so weit in das Gerät hinein, bis die schwarze Markierung verschwindet.
4. Halten Sie den Power-Button gedrückt, um den EnFill einzuschalten.
5. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz den Power-Button, um die gewünschte Temperatur einzustellen (Empfehlung: 180° C oder 200° C).
6. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, drücken Sie zum Injizieren der Füllmasse den Stößel behutsam nach vorn. .



Warum es sich für Sie lohnt.

Alle Vorteile im Überblick.

Effizient im Workflow bleiben.

Bleiben Sie im Workflow anstatt auf Ihr Gerät zu warten. Der EnFill erwärmt die Guttapercha innerhalb von nur 15 Sekunden auf die gewünschte Temperatur. So können Sie nahezu nahtlos weiterarbeiten, ohne Unterbrechungen.

Erfüllt genau Ihre Anforderung.

Jeder Wurzelkanal ist einzigartig, genau wie Ihre Gewohnheiten. Darum lässt sich jede der 6 verfügbaren Injektionsnadeln frei um 360° drehen und passt sich so wechselnden Anforderungen Ihrer Endo optimal an.

Voller Fokus auf das, was zählt.

Mit unterschiedlichen Durchmessern erreichen die Injektionsnadeln des EnFill sicher nahezu jeden abzufüllenden Bereich. Dabei sind sie so dünn, dass Sie immer beste Sicht auf den Arbeitsbereich haben, egal, wie eng es wird.

Mit jeder Behandlung Zeit sparen.

Mit nur einem Druckknopf und wenigen Einstellungen können Sie einfach Ihre Arbeit machen, ohne sich um die Technik zu kümmern. Die einfache Bedienung ermöglicht Ihnen schnelle Reaktionen und spart mit jeder Behandlung wertvolle Zeit.



Komfortabel und präzise arbeiten.

Präzises Arbeiten ohne Unterbrechung oder Ermüdung: Der Pistolengriff ist so designet, dass Sie Fließgeschwindigkeit und Menge der Guttapercha spielend leicht und höchst präzise kontrollieren können. Das geringe Gewicht und der ergonomische Griff machen Endos komfortabel.

Höchst sicher.

Schnelle Aufheizzeit, kurze Einsatzzeit und zügiges Abkühlen bieten größtmögliche Sicherheit für den Patienten und das optimale Ergebnis ohne Lockern der Füllung. Durch Aufheizen im Wurzelkanal wird der Patient zusätzlich geschützt.

Vielfältig kompatibel.

EnFill ist als eigenständiges Gerät die optimale Ergänzung für jeden Endo-Motor. Universell einsetzbar, ideal im Zusammenspiel mit dem EnPack und die optimale Erweiterung unseres EnDrive.

Flexibel nutzen.

Keine störenden Kabel, dafür ein Akku, der in der Regel für einen ganzen Praxistag ausreicht. Bei Nichtgebrauch legen Sie Ihren EnFill einfach auf der Ladestation ab und er lädt sich automatisch auf.

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160, 32631 Lemgo · Germany
Telefon +49 (0) 5261 701-0
hello@kometdental.com
Contact for dealers:
export@kometdental.de

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700
Telefax +49 (0) 5261 701-329
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-329
export@kometdental.de
www.kometdental.com

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg
Telefon +43 (0) 662 829-434
Telefax +43 (0) 662 829-435
info@kometdental.at
www.kometdental.at

Komet France

18 rue · Fourcroy · 75017 Paris
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90
info@komet.fr
www.komet.fr

Komet Italy

Via Gianbattista Morgagni 36,
37 135 Verona
Phone +39 (0) 45 11171911
info@komet.it
www.kometacademy.it

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®,
CeraPost®, DC1®, DIA0®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®,
H4MC®, KometBioSeal®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®,
PrepMarker®, Procodile®, Procodile Q® et SHAX® sind
eingetragene Marken der Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

ReFlex® und EndoPilot® sind eingetragene Marken
der Schlumbohm GmbH & Co. KG

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum
Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem
Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® darf
nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die
der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung auch
von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf
ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner
Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren),
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Stand: Dezember 2024