



Zelebrieren Sie Ihren Alltag

Und maximieren Sie die Effizienz Ihrer Behandlungen.

Rationalisieren Sie Ihre Füllungstherapien mit den dentalen Instrumenten von Komet.

Erheben Sie das Gewöhnliche zum Außergewöhnlichen und zelebrieren Sie das Ritual der Zahnheilkunde! Im Bereich der Zahnerhaltung sind Füllungen die unbesungenen Helden, die sich nahtlos in den täglichen Ablauf der Zahnmedizin einfügen. Das Herzstück jeder Füllung ist die Verpflichtung zu Patientenkomfort und Effizienz. Schnelligkeit, Gründlichkeit und Präzision sind die Leitsterne dieser Art von Restauration.

Hier kommen die Instrumente von Komet in Spiel: Die Boten der Innovation in der Zahnheilkunde. Mit ihrer unvergleichlichen Qualität und Leistung definieren Komet Instrumente, die auf eine hundertjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken können, Exzellenz neu.

Von der Effektivität des Füllungsentferners 4Comp bis zu den bahnbrechenden DIAO-Diamanten für die Kavitätenpräparation, von den zuverlässigen CeraBur® (K1SM) und PolyBur® (P1) für die Exkavation bis zur Finesse des Q-Finierers bietet Komet ein umfassendes Sortiment an Dentalinstrumenten, die für eine sichere und schnellere Füllung sorgen - alles aus einer Hand, der Sie vertrauen. Zelebrieren Sie Ihre Routine mit Komet, denn jede Füllung ist eine Hommage an die Kunst der Zahnmedizin.

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160, 32631 Lemgo · Germany
Telefon +49 (0) 5261 701-0
hello@kometdental.com
Contact for dealers:
export@kometdental.de

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700
Telefax +49 (0) 5261 701-289
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-329
export@kometdental.de
www.kometdental.com

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg
Telefon +43 (0) 662 829-434
Telefax +43 (0) 662 829-435
info@kometdental.at
www.kometdental.at

Komet France

18 rue · Fourcroy · 75017 Paris
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90
info@komet.fr
www.komet.fr

Komet Italy

Via Gianbattista Morgagni 36,
37 135 Verona
Phone +39 (0) 45 11171911
info@komet.it
www.kometacademy.it

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraPost®, DC1®, DIA0®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, KometBioSeal®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, Procodile Q® und SHAX® sind eingetragene Handelsmarken der Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

ReFlex® und EndoPilot® sind eingetragene Handelsmarken der Schlumbohm GmbH & Co. KG

Die im Text genannten Produkte und Bezeichnungen sind zum Teil marken-, patent- und urheberrechtlich geschützt. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises bzw. des Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, dass kein rechtlicher Schutz besteht.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung auch von Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Produkt- und Farbänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.


Stand Juli 2024






Findomat | Füllungstherapie

Produktempfehlungen für die Zahnarztpraxis






Kavitätenpräparation



4337
Satz für die Mikropräparation



4337F
Satz für die Mikropräparation



4383
Satz für die Mikropräparation
bei tiefem Dentinkaries



SF30M.000.016/024*



SF30D.000.016/024*

Rosenbohrer aus Keramik



K1SM.204.
erhältliche Größen: 008/010/012/014/016/018/021/023/027



K1SM.205.
erhältliche Größen: 010/012/014/016/018/021/023



**Einsteigersatz
4547.204/205**

Selbstlimitierender Polymer-Bohrer



P1.204.
erhältliche Größen: 014/018/023

PolyBur®-Einsteigersatz 4608
enthält 25 Instrumente
in den Größen 014/018/023



H379Q.314.018



H379Q.314.023



H390Q.314.018



H50AQ.314.010

Schallspitzen zum Finieren*



SF58M.027
Abschrägen von Kavitätenrändern



SFM7.000
Finieren von Inlay-Präparationen



SFM1F.000
Stripping



SFM2F.000
Formgebung



SF58D.027
Abschrägen von Kavitätenrändern




SFD7.000
Finieren von Inlay-Präparationen



SFD1F.000
Stripping



SFD2F.000
Formgebung




94024M.204.050




94025M.204.070



94026M.204.100



94024F.204.050



94025F.204.070



94026F.204.100

Inlay-Präparation



4663
PrepMarker-Set



4562
Set für Inlays und Teilkronen



4562ST
Satz für Inlays und Teilkronen



SFM7.000*
für proximale Formgebung und
Finieren



SFD7.000*
für proximale Formgebung und Finieren

Satz Diamantfeilen



4282
Set zum proximalen Finieren
von Kompositfüllungen

Diamantstreifen mit Wabenstruktur



WS25/F/EF
zur Optimierung des proximalen Kontaktes

WS37/F/EF
zur Optimierung des proximalen Kontaktes

Finierscheibe



952.000



310.204 (Träger)

Wichtige Hinweise:

Die Schallspitzen* von Komet können nicht nur im Schallhandstück SF1LM/S von Komet benutzt werden, sondern auch

- in den Scalern der Firma W & H (Serie Proxeo® ZA-55/L/LM/M/LS und Proxeo® ST ZE-55RM/BC, Serie Synea® ZA-55/L/LM/M oder Serie Alegra® ST ZE-55RM/BC),
- im Handstück SONICflex™ der Firma KaVo (Serie 2000N/L/X/LX oder Serie 2003N/L/X/LX) oder
- im SIROAIR L der Firma Sirona®
- in den Ti-Max Handstücken, Serie S970L/KL/SL der Firma NSK**.