



Komet **EnFill & EnPack.**

Wyróżniające się indywidualnie. Razem jeszcze lepsze.





Komet **EnFill & EnPack.**

Połączenie do ekonomicznego, prostego i bezpiecznego wypełniania kanałów korzeniowych.

Wysoce wydajne, bezpieczne i jednorodne wypełnienie kanału korzeniowego – optymalne zakończenie każdego leczenia endodontycznego. Zasilanie bateryjne, precyzja, szybka gotowość do użycia.

Dzięki naszym urządzeniom do pionowej obturacji na ciepło masz w rękach idealną kombinację do ekonomicznego, wygodnego i bezpiecznego leczenia endodontycznego.

Z EnPack i EnFill jesteś w każdej chwili gotowy do pracy, dzięki najkrótszym czasom nagrzewania możesz od razu rozpocząć działanie i pracować wydajnie bez zakłóceń.

Wydajne baterie bez irytujących kabli, prosta obsługa oparta na zasadzie plug-and-play oraz unikalne, obracane wyświetlacze zapewniają, że możesz w pełni skoncentrować się na pracy i nie musisz martwić się o technikę. Szybki rzut oka, szybkie naciśnięcie przycisku, krótkie nagrzewanie i możesz działać.

EnPack i EnFill mają wszystko, czego potrzebujesz, aby utrzymać swój zwykły proces pracy. Oba urządzenia można stosować uniwersalnie, spełniają one niemal wszystkie wymagania dzięki obracanej o 360° igle iniekcyjnej lub końcówkom grzewczym w dziewięciu rozmiarach i pozwalają na pracę bez zmęczenia dzięki swojej konstrukcji i niskiej wadze. Zwiększ wydajność leczenia dzięki optymalnym, jednorodnym результатам w najkrótszym możliwym czasie, od wierzchołka do wejścia do kanału.

Komet **EnPack.**

Wydajność w kanale korzeniowym.

Dzięki naszemu urządzeniu do pionowej obturacji na ciepło jednej trzeciej wierzchołkowej części kanału można ekonomicznie, komfortowo i bezpiecznie wykonać leczenie endodontyczne.

Jesteś w każdej chwili gotowy do pracy, możesz od razu rozpocząć działanie i pracować wydajnie bez zakłóceń. Końcówka grzewcza nagrzewa się w zaledwie 0,2 sekundy. Nie trać cennego czasu podczas pracy i pozostań w ciągłym procesie. Prosta obsługa plug-and-play, wyświetlacz, który jest łatwy do odczytania w każdej pozycji i wydajna bateria zapewniają, że musisz martwić się tylko o pacjenta, a nie o technikę.

EnPack sprawia, że czysta i precyzyjna praca jest wyjątkowo łatwa. Może być stosowany uniwersalnie, zarówno przez osoby opracowujące ręcznie, jak i w połączeniu z dowolnym mikrosilnikiem endodontycznym. Dziewięć końcówek grzewczych o różnej średnicy zawsze zapewnia optymalną widoczność obszaru roboczego.

Dzięki niewielkiej wadze i ergonomicznej konstrukcji można pracować bez zmęczenia, a precyzyjne oddzielenie owiewka głównego jest łatwe dzięki końcówce grzewczej, nawet w przypadku obturacji na zimno – bez rozmazywania i ryzyka ponownego wyciągnięcia gutaperki.

Szybkie nagrzewanie w kanale korzeniowym zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta i optymalny, jednorodny rezultat.

Sposób użycia:

1. Nacisnąć krótko przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie EnPack.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby zmienić ekran.
3. Nacisnąć przycisk nagrzewania, aby nagrzać końcówkę grzewczą. Puścić, aby zatrzymać proces nagrzewania.
4. Po włączeniu nacisnąć jednocześnie przycisk zasilania i przycisk nagrzewania, aby wyregulować głośność.
5. Nacisnąć krótko przycisk zasilania, aby wybrać głośność.
6. Nacisnąć krótko przycisk nagrzewania, aby zakończyć ustawienie głośności.



Twoje korzyści. Nasza obietnica.

Wszystko szybko w zasięgu wzroku.

Gotowość w każdej chwili.

Końcówka grzewcza nagrzewa się w zaledwie 0,2 sekundy, dzięki czemu można od razu rozpocząć pracę. Poprzez nagrzewanie bezpośrednio w kanale korzeniowym zwiększasz bezpieczeństwo swoich pacjentów i zapewniasz optymalne przetwarzanie gutaperki. .

Oszczędność czasu przy każdym leczeniu.

Bez długich przygotowań, po prostu zacznij: Wystarczą dwa przyciski i kilka ustawień, abyś mógł po prostu zająć się pracą, nie martwiąc się o technikę. Prosta obsługa umożliwia szybką reakcję i oszczędza cenny czas przy każdym zabiegu.

Pełna koncentracja na najważniejszym.

Dzięki różnym średnicom końcówka zapewnia optymalną widoczność obszaru roboczego przez cały czas. Dociera nawet do wąskich, głębokich miejsc i precyzyjnie oddziela gutaperkę. Dzięki temu możesz pracować wygodnie i z maksymalną precyzją, bez ograniczeń, nawet w ciasnych warunkach.

Wyposażenie na każdą sytuację.

Dzięki dziewięciu rozmiarom końcówek grzewczych i precyzyjnie regulowanym kątom możesz skutecznie wypełnić niemal każdy kanał korzeniowy. W zaledwie kilku prostych krokach EnPack jest gotowy na następnego pacjenta – precyzyjnie dostosowany do wymagań kanału korzeniowego.

Komfortowa praca.

Praca bez zmęczenia: Dzięki smukłej konstrukcji, niskiej wadze i ergonomicznemu uchwyty EnPack sprawia, że leczenie endodontyczne jest komfortowe. Konstrukcja i wyświetlacz zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach prawo- i leworęcznych.

Największe bezpieczeństwo.

Krótki czas nagrzewania i szybkie chłodzenie zapewniają największe możliwe bezpieczeństwo dla pacjenta i optymalne rezultaty. Dzięki nagrzewaniu w kanale korzeniowym pacjent jest dodatkowo chroniony.

Wszechstronna kompatybilność.

EnPack jako samodzielne urządzenie jest optymalnym uzupełnieniem każdego mikrosilnika endodontycznego. Ma uniwersalne zastosowanie, idealne w połączeniu z EnFill i doskonale rozszerzenie naszego EnDrive.

Uniwersalne zastosowanie.

Możesz również skorzystać z precyzji EnPack podczas obturacji na zimno i oddzielić ówiek główny czysto i precyzyjnie. Bez rozmazywania, bez ryzyka przesunięcia gutaperki, bez ryzyka urazu, po prostu komfortowa praca ze sterylnym, czystym rezultatem.

Elastyczne zastosowanie.

Bez irytujących kabli, ale z akumulatorem, który wystarcza na 1500 zabiegów lub nawet 4 godziny. W przypadku nieużywania po prostu umieść EnPack na stacji ładującej, a naładuje się on automatycznie.

Komet **EnFill.**

Proste i bezpieczne wypełnianie.

Dzięki naszemu urządzeniu do pionowej obturacji na ciepło można ekonomicznie, komfortowo i bezpiecznie wykonać leczenie endodontyczne.

Dzięki wydajnemu akumulatorowi i krótkiemu czasowi nagrzewania wynoszącemu zaledwie około 15 sekund jesteś gotowy do pracy w mgnieniu oka i możesz przeprowadzić wypełnianie kanału bez przerw i opóźnień.

Sześć dostępnych igieł iniekcyjnych można optymalnie dostosować do wymagań kanału korzeniowego i preferencji trzymania, ponieważ można je obracać o 360°. Są one tak cienkie, że zapewniają optymalną widoczność obszaru roboczego przez cały czas i umożliwiają bezpieczne i precyzyjne wypełnienie kanału. Intuicyjna obsługa, szybka reakcja i niemęcząca konstrukcja oszczędzają cenny czas podczas każdego leczenia endodontycznego.

EnFill może być stosowany zarówno przez osoby opracowujące ręcznie, jak i w połączeniu z dowolnym mikrosilnikiem endodontycznym.

Lekki, ergonomiczny uchwyt pistoletowy zapewnia pełną kontrolę nad ilością wypełnienia i prędkością przepływu oraz dostosowuje się do przebiegu pracy. Niezależnie od tego, czy samodzielnie, czy z EnPack jako idealnym partnerem – dzięki EnFill uzyskasz również nagrody za całą trudną pracę, którą wcześniej wykonałeś podczas opracowywania kanału korzeniowego.

Sposób użycia:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalnający i odciągnąć tłok.
2. Wypełnić gniazdo ładowania pałeczką gutaperki. WAŻNE: Używać zawsze tylko JEDNEJ pałeczki!
3. Wcisnąć tłok z powrotem do urządzenia, aż zniknie czarne oznaczenie.
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby włączyć EnFill.
5. Gdy urządzenie jest włączone, należy krótko nacisnąć przycisk zasilania, aby ustawić żądaną temperaturę (zalecenie: 180°C lub 200°C).
6. Po osiągnięciu żądanej temperatury delikatnie nacisnąć tłok do przodu, aby wstrzyknąć masę wypełniającą.



Dlaczego to dla Ciebie opłacalne.

Wszystko szybko w zasięgu wzroku.

Wydajność w procesie pracy.

Pozostań w procesie pracy zamiast czekać na swoje urządzenie. EnFill nagrzewa gutaperkę do pożądanej temperatury w zaledwie 15 sekund. Dzięki temu możesz kontynuować pracę niemal bez przerw.

Dokładne spełnienie wymagań.

Każdy kanał korzeniowy jest niepowtarzalny, podobnie jak Twoje przyzwyczajenia. Dlatego też każda z 6 dostępnych igieł iniekcyjnych może być swobodnie obracana o 360°, dzięki czemu może być optymalnie dostosowana do zmieniających się wymagań Twojego leczenia endodontycznego.

Pełna koncentracja na najważniejszym.

Dzięki różnym średnicom igły iniekcyjne EnFill bezpiecznie docierają do niemal każdego obszaru, który ma zostać wypełniony. Są przy tym tak cienkie, że zawsze masz najlepszą widoczność obszaru roboczego, bez względu na to, jak jest ciasno.

Oszczędność czasu przy każdym leczeniu.

Wystarczy jeden przycisk i kilka ustawień, abyś mógł po prostu zająć się pracą, nie martwiąc się o technikę. Prosta obsługa umożliwia szybką reakcję i oszczędza cenny czas przy każdym zabiegu.



Komfortowa i precyzyjna praca.

Precyzyjna praca bez przerw i zmęczenia: Uchwyt pistoletowy zaprojektowano w taki sposób, abyś mógł łatwo i precyzyjnie kontrolować szybkość przepływu i ilość gutaperki. Niska waga i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że leczenie endodontyczne jest komfortowe.

Największe bezpieczeństwo.

Krótki czas nagrzewania, krótki czas użycia i szybkie chłodzenie zapewniają największe możliwe bezpieczeństwo dla pacjenta i optymalne rezultaty bez poluzowania wypełnienia. Dzięki nagrzewaniu w kanale korzeniowym pacjent jest dodatkowo chroniony.

Wszechstronna kompatybilność.

EnFill jako samodzielne urządzenie jest optymalnym uzupełnieniem każdego mikrosilnika endodontycznego. Ma uniwersalne zastosowanie, idealne w połączeniu z EnPack i doskonałe rozszerzenie naszego EnDrive.

Elastyczne zastosowanie.

Bez irytujących kabli, ale z akumulatorem, który z reguły wystarcza na cały dzień pracy. W przypadku nieużywania po prostu umieść EnFill na stacji ładującej, a naładuje się on automatycznie.

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany
Phone +49 (0) 5261 701-0
hello@kometdental.com

Komet Germany

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 800 7701-700
Fax +49 (0) 800 7701-800
info@kometdental.de
www.kometdental.de

Komet Austria

Komet Austria Handelsagentur GmbH
Hellbrunner Straße 15 · 5020 Salzburg
Phone +43 (0) 0800 70170070
Fax +43 (0) 662 829-435
info@kometdental.at
www.kometdental.at

Komet France

SA à conseil d'administration, s.a.i.
18 rue · Fourcroy · 75017 Paris
Phone +33 (0) 1 43 48 89 90
info@komet.fr
www.komet.fr

Komet Italy

Komet Italy S.r.l.
Via Gianbattista Morgagni 36,
37 135 Verona
Phone +39 (0) 45 11171911
info@komet.it
www.komet.it

Komet UK

Komet Dental Instruments UK Limited
Unit 8 Arden House · Marsh Lane
Hampton In Arden · B92 0AJ
Phone +44 (0) 2046 200580
info@kometuk.com
www.kometuk.com

Komet International Distribution

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Phone +49 (0) 5261 701-0
export@kometdental.de
www.kometdental.com

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®,
CeraDrill®, DIAO®, EnDrive®, EnFill®, EnPack®, ETNA®,
FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, FQ®, H4MC®,
Komet BioSeal®, OccluShaper®, PolyBur®, PrepMarker®,
Procodile®, Rocky®, SHAX® to zastrzeżone znaki towarowe
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Wymienione w tekście produkty i użyte nazwy są
częściowo chronione prawem marki, prawem patentowym
i prawem autorskim. Brak specjalnego oznaczenia lub
znaku ® nie oznacza braku ochrony prawnej.

Materiał ten jest chroniony prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone, również w odniesieniu do
tłumaczenia, przedruku i powielania, w tym częściowego.
Bez uzyskania pisemnej zgody wydawcy żadna część
niniejszego materiału nie może być w jakiegokolwiek formie
(fotokopia, mikrofilm lub innym sposobem)
reprodukowana lub przetwarzana za pomocą systemów
elektronicznych.

Zastrzega się możliwość zmiany produktu i koloru oraz
wystąpienia błędów drukarskich.

Stan na 10 - 2025.