



## W&H-Antriebe im Standard-Sortiment von Komet Dental

Wir freuen uns, dass wir ab dem **11.05.2026** unser Sortiment nicht nur im Rahmen der bekannten W&H Aktion, sondern nun auch dauerhaft um 5 verschiedene Winkelstücke und einer Turbine erweitern können. So können wir das Geschäft ab sofort weiter ankurbeln.

Es handelt sich um die bekannten Winkelstücke, die wir zuletzt im Rahmen der W&H-Aktion angeboten haben.

Artikel-Nr.	Produktname	Suchbegriff <sup>1</sup>	UVP <sup>2</sup>	Unser Preis in der PL003 <sup>3</sup>	Rabatt
10007761	WK99LT.000.E1	WK99LT.000.	1.788,- €	1.049,- €	Staffelrabatt 25%: 786,75 €
10007763	WK56LT.000.E1	WK56LT.000.	1.213,- €	769,- €	Staffelrabatt 25%: 576,75 €
10007764	WK66LT.000.E1	WK66LT.000.	1.327,- €	839,- €	Staffelrabatt 25%: 629,25 €
10002760	WP66M.000.E1	WP66M.000.	539,- €	409,- €	Staffelrabatt 25%: 306,75 € <sup>4</sup>
10007765	WP64MU.000.E1	WP64MU.000.	538,- €	409,- €	Staffelrabatt 25%: 306,75 € <sup>4</sup>
10032792	TK98LM.000. .E1	TK-98LM.000	1.436,- €	979,- €	Staffelrabatt 25%: 734,25 €
10028096	WK900LT.000. .E1	WK900LT.000	1.926,- €	1.119,- €	Staffelrabatt 25%: 839,25 €

<sup>1</sup>Zur Vereinfachung wurden die Figurnummern der Fa. W&H übernommen

<sup>2</sup>UVP = Unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers, Stand 04/2026

<sup>3</sup>Preisfindungslogik: +40% auf den zuletzt gültigen Nettofestpreis unserer W&H Aktion.

<sup>4</sup>Staffelrabatt i. H. v. 25% erst ab einem Warenwert >600,- €

Wir werden die Antriebe ausschließlich als Handelsware vertreiben. Es wird kein Komet Logo auf dem Antrieb aufgebracht sein. Auf der Verpackung wird allerdings ein Etikett mit der Komet-Artikelnummer und Seriennummer zur Chargenrückverfolgbarkeit aufgebracht sein.




### **Mengen-Vorteil:**

Anders, als bei der W&H Aktion, wird bei einer Abnahmemenge von 5 oder mehr Antrieben kein zusätzlicher Rabatt auf die Antriebe gewährt. Es handelt sich um rabattierfähige Brutto-Listenpreise, der Kunde erhält je nach Warenwert den regulären Staffelrabatt von bis zu 25%. Auch die festen Kundenrabatte sind beim Kauf eines Antriebs gültig. Sollte ein Kunde eine außergewöhnlich hohe Menge an Winkelstücken kaufen wollen, sprechen Sie ein individuelles Angebot bitte mit Ihrem zuständigen Regionalverkaufsleiter ab.

### **Hinweis für die Auftragseingabe durch den Verkaufsdienst:**

Achtung: Es muss immer die E1-Variante bei der Eingabe der Antriebe gewählt werden:  
E0= Einkaufsartikel, E1= Verkaufsartikel

Technische Daten:

	<b>WK-99LT Synea Vision</b>	<b>WK-56LT Synea Vision</b>	<b>WK-66LT Synea Vision</b>
Typ	 rotes Winkelstück (Achtung: Ring- kennzeichnung ist orange: Wiedererkennung W&H)	 blaues Winkelstück	 grünes Winkelstück
Lichtfunktion	Ja (Kompaktglasstab leitet das Licht vom Motor weiter)		
Kopfgröße	Ø 9,5 mm		
Kopfhöhe mit Bohrer	22,9 mm (mit 19 mm FG Bohrer)	24,1 mm (mit 22,5 mm Winkelstückbohrer)	24,1 mm (mit 22,5 mm Winkelstückbohrer)
Rotierende Instrumente	FG-Bohrer	Winkelstückbohrer	Winkelstückbohrer
Über-/Untersetzung	1:5	1:1	2:1
Spray bei Kühlung	5-fach	1-fach	1-fach
Garantie	36 Monate		
Anschluss motorseitig	ISO 3964		
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ optimiertes Griffprofil (für sicheren Halt und optimale Hygiene)</li> <li>➤ einfacher Bohrerwechsel (durch Druckknopf-Spannsystem)</li> <li>➤ integrierter wartungsfreier Sprayfilter (für beste Wasserqualität)</li> <li>➤ thermodesinfizierbar und sterilisierbar</li> </ul>		
Verkaufsargumente	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ lange Lebensdauer</li> <li>➤ Garantiezeitraum über der regulären Herstellergarantie: 36 statt 24 Monate! <i>(Nur bei der Synea Vision Linie!)</i></li> <li>➤ hohe Laufruhe, optimaler Zugang und beste Sicht durch Keramikugellager (WK-99 LT)</li> <li>➤ Optimale Hygiene und Kratzfest durch spezielle Beschichtung <i>(Nur in der Synea Vision Linie! Die Fusion Linie weist keine kratzfeste Oberfläche auf!)</i></li> <li>➤ Kompaktglasstab für konstante Lichtqualität</li> <li>➤ Monobloc-Design für optimale Hygiene und Ergonomie (eine leichte 360° Drehbarkeit des Winkelstückes auf dem Motor, geringes Gesamtgewicht und ein schlankes Design)</li> <li>➤ optimiertes Griffprofil für sicheren Halt</li> <li>➤ sicherer Halt und einfacher Bohrerwechsel</li> <li>➤ sichere Kühlung durch 5-fach-Spray (WK-99LT)</li> </ul>		

*Eine Gegenüberstellung der Vision zur Fusion Serie haben wir auf einer Fast Fact Card (10007899) zusammengefasst!*

<b>WK-900LT - Synea Vision Power Edition</b>	
Typ	rotes Winkelstück (Ringfarbe anders als bei WK-99LT)
Lichtfunktion	Ja (Kompaktglasstab leitet das Licht vom Motor weiter)
Kopfgröße	Ø 10,7 mm
Kopfhöhe mit Bohrer (19 mm)	22,9 mm
Rotierende Instrumente	FG-Bohrer
Übersetzung	1:4
Spray bei Kühlung	3-fach Spray
Garantie	36 Monate
Anschluss motorseitig	Multiflex®-Anschluss
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ besonders geeignet für anspruchsvolle Arbeiten wie z. B. Kronentrennen</li> <li>➤ extra robust für weniger Servicekosten</li> <li>➤ extra stark: mehr Drehmoment für bessere Leistung und Kraftübertragung</li> </ul>
Verkaufsargumente	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Garantiezeitraum über der regulären Herstellergarantie: 36 statt 24 Monate!</li> <li>➤ Spannsystem mit mehr als 20 % mehr Spannkraft</li> <li>➤ Mind. 20% längere Lebensdauer</li> <li>➤ Extra einfacher Bohrerwechsel dank einzigartigem schwarzen Druckknopf</li> </ul> 

#### Unterschiede WK-900LT Power Edition vs. WK-99LT

	<b>WK-900LT</b>	<b>WK-99LT</b>	<b>Interpretation</b>
Übersetzung	1:4	1:5	<p>Für sehr harte Materialien wie Zirkon ist <b>Kraft (Drehmoment) wichtiger als maximale Drehzahl</b>. Die <b>1:4-Übersetzung</b> bietet den besten Kompromiss aus Leistung, Stabilität und Langlebigkeit der Instrumente!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Höheres Drehmoment für mehr Kraft</li> <li>✓ Weniger Hitzeentwicklung, schont Instrumente &amp; Handstück</li> <li>✓ Stabilere Schnitte, geringeres Risiko für Bruch oder Springen</li> </ul>
Kopfgröße	10,7 mm	9,5 mm	Der größere Kopf der Power Edition bietet mehr Stabilität und ist extra robust. Dank des verbesserten Spannsystems im Kopf können Servicekosten gespart werden.
Druckknopf	Schwarzer Druckknopf	Herkömmlicher Druckknopf (silber)	Bohrerwechsel deutlich einfacher & geringeres Risiko für das Verkanten von Bohrern bei anspruchsvollen Arbeiten

	<b>TK-98LM - Synea Vision Turbine</b>
Typ	Turbine
Lichtfunktion	Ja (Kompaktglasstab leitet das Licht vom Motor weiter)
Kopfgröße	Ø 11,5 mm
Kopfhöhe mit Bohrer (19 mm)	21,4 mm
Rotierende Instrumente	FG-Bohrer
Leistung	24 W
Spray bei Kühlung	5-fach Spray (>50 ml/min)
Garantie	24 Monate
Anschluss motorseitig	Multiflex®-Anschluss
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 5 LEDs &amp; 5 Sprayports revolutionieren Sicht- und Anwendungskomfort</li> <li>➤ Höchste Ergonomie &amp; Rutschfestes Griffprofil</li> <li>➤ Hohe Laufruhe &amp; Geräuscharmer Betrieb</li> <li>➤ Keramikkugellager &amp; Hygienekopfsystem</li> <li>➤ Lange Lebensdauer</li> <li>➤ Thermodesinfizierbar und sterilisierbar</li> </ul>
Verkaufsargumente	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Patentiertes Hygienekopfsystem</li> <li>➤ Power Blade Rotor – optimierte Rotorgeometrie für maximale Antriebskraft und optimale Abtragsleistung</li> </ul>

Die Prophylaxe-Serie von W&H heißt **Proxeo**:

	<b>WP-66 M &amp; WP-64 MU Proxeo</b>
Typ	Prophylaxe Winkelstück
Untersetzungsverhältnis	4:1
Verwendbare Instrumente/Träger	Prophylaxepolierer und -bürsten <b>WP-66M:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Montiert (Ø 2,35er, also 204er Schaft)</li> <li>➤ Screw-In mit Träger 312.204.</li> <li>➤ Pop-On mit Träger 309A.204. (Polierer) und 309.204. (Bürsten)</li> </ul> <b>WP-64MU:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Screw-In direkt in das Innengewinde im Kopf des Winkelstückes</li> <li>➤ Pop-On auf Adapter, der mit Winkelstück ausgeliefert wird</li> </ul>
Garantie	24 Monate
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ langlebig durch einzigartige Dichtsysteme</li> <li>➤ beste Sicht durch kleinen Kopf - auch im distalen Bereich</li> <li>➤ optimale Drehzahlen für schonendes und effizientes Polieren/Reinigen</li> <li>➤ pflegeleicht und hygienefreundlich</li> <li>➤ thermodesinfizierbar und sterilisierbar</li> </ul>



### **Reklamationsabwicklung:**

Reklamationen der Winkelstücke sollen ausschließlich über W&H abgewickelt werden. Bei Reklamationsfällen die Kunden bitte direkt an W&H verweisen (Grund: schnellere Abwicklung). W&H garantiert den Kunden einen 24h-Schnellreparaturservice. Wird das WST erst an uns nach Lemgo verschickt, funktioniert der Schnellreparaturservice nicht.

#### **Deutschland:**

W&H Deutschland GmbH  
Raiffeisenstraße 3b  
83410 Laufen  
Deutschland  
Tel.: +49 8682 8967-0  
[office.de@wh.com](mailto:office.de@wh.com)

#### **Österreich:**

W&H Austria GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53  
5111 Bürmoos  
Austria  
Tel.: +43 6274 6236 239  
[office.de@wh.com](mailto:office.de@wh.com)

### **Unser Ziel:**

Bereits im Rahmen der W&H Aktion gab es mehrfach das Feedback aus dem Vertrieb, dass Kunden auch gerne außerhalb des Aktionszeitraums Winkelstücke bei uns kaufen würden. Um diesem Wunsch nachzugehen, soll nun mit der Aufnahme ins Standardsortiment neben der Umsatzsteigerung auch die Kundenbindung gestärkt werden können.

### **Kooperationspartner:**

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Gründer Jean Weber und Hugo Hampel) ist ein in Bürmoos/Salzburg ansässiges Familienunternehmen, welches 1890 in Berlin gegründet wurde. W&H zählt zu den führenden Herstellern zahnmedizinischer Instrumente und Geräte made in Austria. In Deutschland besitzt W&H einen Marktanteil von ca. 20%.

### **Material & Schulungsunterlagen:**

Zur Auffrischung des Produktwissens fand bereits in 2025 eine aufgezeichnete Teamsschulung durch die Produktmanager von W&H statt. Folgende Unterlagen finden Sie im Touchpoint Sie unter den entsprechenden Kategorie "W&H":

- W&H Schulungsvideo aus 08/2025
- Produktinformation Proxeo
- Produktinformation Synea Vision
- Gebietsverantwortliche W&H Deutschland
- Gebietsverantwortliche W&H Österreich
- Fast Fact Card „Vision vs. Fusion“ (10007899)
- FAQ Winkelstücke

Beste Grüße aus Lemgo

Regina Bilotta

### WK-99LT Synea Vision

  
rotes Winkelstück 1:5



### WK-900LT - Synea Vision Power Edition

  
rotes Winkelstück 1:4



### WK-56LT Synea Vision

  
blaues Winkelstück 1:1



### WK-66LT Synea Vision

  
grünes Winkelstück 2:1



### TK-98LM - Synea Vision Turbine

Turbine



**WP-66M**

Prophylaxe Winkelstück 4:1



**WP-64MU**

Prophylaxe Winkelstück 4:1

