


# Fresero Quirúrgico

Altura 40 mm / 50 mm / 70 mm



## Tan sencillo, tan práctico

- Fresero universal de acero inoxidable, especialmente adecuado para instrumentos quirúrgicos largos
- Ahorra espacio
- Tapa reclinable para lograr un apoyo más seguro
- 6 tapones azules de silicona como soportes universales de los instrumentos
- Se puede insertar diferentes vástagos: sirve para instrumentos de turbina, pieza de mano y contra-ángulo
- Ideal también para organizar secuencias de preparaciones, por ej. para instrumentos rotatorios en elevaciones del seno maxilar
- El fresero puede limpiarse y desinfectarse con todos los métodos habituales (desinfección, ultrasonido, termodesinfectador)



9890L5 (sin instrumentos)

9890L4 / altura 40 mm apropiado  
por ejemplo, para fresas de hueso:  
H254E/LE.314

Trépanos:  
227A/B/C.204

9890L5 / altura 50 mm apropiado  
por ejemplo, para fresas de hueso:  
H141A/AZ, H162A/AZ, H166A/AZ.104,  
Fresas piloto para implantología:  
210L16/L19/L20.204 und .205

9890L7 / altura 70 mm apropiado  
para instrumentos con mango 105  
pieza de mano larga