

# 外科手术车针架

高度 40 mm / 50 mm / 70 mm



## 固美

## 简便直观， 方便取用

- 通用型车针架 由不锈钢材质制成，特别适用于较长的外科手术器械。
- 节省空间。
- 可倾斜式车针盖确保稳固定位。
- 只蓝色硅胶塞，作为通用的器械插孔。
- 可以组合放入不同类型杆部的器械。  
车针架可以容纳适用于涡轮机、手机和反角手机的器械。
- 同样适用于顺序清楚的预备手术，例如采用旋转器械进行窝底提升术。
- 根据所有的流行使用方法，车针架可以再次使用。  
(消毒、超声、高温消毒机)



9890L5 (不含器械)

9890L4/高度40mm,  
例如适用于剔骨车针：

H254E/LE.314

环钻：

227A/B/C.204

9890L5/高度50mm,  
例如适用于剔骨：车针

H141A/AZ, H162A/AZ, H166A/AZ.104,

口腔种植手术用先锋钻：

210L16/L19/L20.204 und .205

9890L7/高度70mm,  
适用于配备105杆长手机的器械。