



Костные фрезы | ZrN



Костные фрезы ZrN - еще прочнее со специальным покрытием.

Костные фрезы ZrN являются частью нашей ключевой линейки твердосплавных фрез, отличаясь от других инструментов очень прочной поверхностью. Особое ZrN (нитрид циркониевое) покрытие, предлагаемое КOMET, отвечает самым смелым ожиданиям, касающимся высококачественной поверхности хирургических костных фрез:

- Великолепная устойчивость к химическим стерилизационным средствам
- Отличная режущая способность
- Сохранение изначальной остроты за счет чрезвычайно тонкого покрытия

Фрезы ZrN защищены от вредного воздействия, в частности, агрессивных химических сред при замачивании инструментов. Толщина покрытия составляет 1-2 μm , то есть, превосходная режущая способность этих инструментов при нанесении покрытия не снижается.







Показания:

- Разрезание кости
- Выравнивание кости
- Линейная перфорация, например, первичное препарирование окна, разрезы костного гребня
- Создание формы при работе с костными блоками



Преимущества:

- Превосходная устойчивость к воздействию химических сред при стерилизации
- Острая насечка
- Ровная работа
- Низкая вибрация
- Гладкая поверхность, получаемая в результате работы, способствует заживлению ран
- Контролируемая работа
- Шаровидная хирургическая фреза с поперечной насечкой также подходит для осевой пенетрации



410105

