




切骨钻 | ZrN



ZrN切骨钻 - 表面采用加强硬化涂层。

ZrN切骨钻是钨钢器械中的核心系列产品，表面具有耐磨强化涂层。Komet®生产的特殊ZrN（氮化锆）涂层，符合骨外科手术对高质量表面的所有要求：

- 很好地抵御清洗、消毒和灭菌过程中的化学物质侵袭
- 优异的切削性能
- 由于涂层超薄，因此保持了原有的锐利度

ZrN切骨钻可以抵御有害的影响，例如当暴露在器械浴内具有腐蚀性的化学物质中。涂层的厚度只有1-2 μ m，表明涂层不会影响器械的优异切削性能。







适应症：

- 切骨
- 磨平骨
- 线性预备，例如初步骨窗预备，冠顶切开
- 修型预备，例如骨种植



优势：

- 可以更好地抵御清洗、消毒和灭菌过程中化学物质的腐蚀
- 带有锋利尖齿
- 噪声小，操作平滑
- 低振动
- 表面更加平滑，促进伤口愈合
- 可控的操作
- 带有反齿的外科圆头车针 - 也适用于轴向穿孔



410106

