

Zestawienie | Szczotki protetyczne

Zalecenia pozwalające na ekonomiczne stosowanie szczotek protetycznych



	Włosie naturalne	Włosie naturalne	Włosie naturalne	Drut stalowy *	Szczotki SIC *	Włókna *	Filc	Bawełniak
	miękka	średnia	sztyna					bawełna
								
	9638.104.120	AR9463.104.190	9449.900.190 9449.900.220	9637.900.220	9452C.900.220	9485C.104.250	9629.900.210	9628.900.220
								Mikrowłókno *
	9638.900.190 9638.900.220	AR9464.104.190	9451.900.220		9452M.900.220	9485M.104.250		
								9448.900.220
					9452F.900.220	9485F.104.250		

Diametrowa pasta polerska

- REF 9300 - D 3 (2 - 5 µm)
- REF 9301 - D 7 (5 - 10 µm)

Protezy częściowe i całkowite Tworzywo sztuczne na płyty protez								
Licowanie Tworzywo sztuczne licujące								
Licówki, licowanie, inlay, onaly Ceramika dentystyczna								
Inlay, korony, mosty Stopy metali szlachetnych								
Inlay, korony, mosty Stopy metali szlachetnych o niskiej zawartości złota								
Korony, mosty Stopy metali nieszlachetnych								
Metalowe płyty protez Protezy szkieletowe								
Korony, mosty, płyty protez Tytan								
Zalecana liczba obrotów: 0... 5.000 - 6.000 min ⁻¹	Czyszczenie /Polerowanie wstępne						Polerowanie z polyskiem	Polerowanie na wysoki polysk

Nieprzezwyciężenie maksymalnie dopuszczalnej liczby obrotów powoduje podwyższenie ryzyka niebezpieczeństwa oraz przedwczesne zużycie

* Stosowanie bez pasty polerskiej

Zastrzega się możliwość zmiany produktu i koloru.

Komet Dental - Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG · Postfach 160 · 32631 Lemgo · Export: Telefon +49 (0) 5261 701-0 · Telefax +49 (0) 5261 701-329 · export@kometdental.de · www.kometdental.pl

© 02/2018 - 4108171Z

