

ident

02-13

Informationen für das zahntechnische Labor.



Keramische Alleskönner.

Universelle, Diamantkorn durchsetzte DCB Schleifer von Komet Dental für einen effektiven Substanzabtrag auf allen Hightech-Keramiken.

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach vollkeramischen ZrO_2 -Restorationen, mit und ohne keramischer Verblendung, stetig gestiegen. Effektive, vielseitige Instrumente sind daher zu einer Voraussetzung für die effiziente Bearbeitung von Keramik geworden. Komet hat DCB Schleifer in einer speziellen Diamantkorn durchsetzten Bindung entwickelt, die sie sowohl für Verblend-, Press- und auch alle gängigen Hightech-Keramiken geeignet sind.

Die hellgrünen Diamantschleifer sind in der Lage, sogar extrem widerstandsfähige Oxidkeramiken, wie zum Beispiel Zirkonoxid, Aluminiumoxid, Lithiumdisilikat (IPS e.max) oder harte Metalllegierungen aus CoCr, mühelos zu bearbeiten.

Sie ermöglichen ein sanftes, intuitives Schleifen an der Restauration und erzielen dabei extrem feine Oberflächen, die sich leicht polieren lassen. Diese Hochleistungsschleifer haben eine lange Lebensdauer und verfügen über eine sehr gute Kantestabilität.



Damit Sie es zuerst erfahren.
Alle Neuigkeiten rund um Komet
auch auf Facebook: Komet Dental.

Härtetest bestanden.

ZR-Schleifer für die effiziente ZrO₂-Bearbeitung


Die extreme Materialhärte von ZrO₂ ist eine echte Herausforderung. Wer Zirkonoxid schnell und sicher bearbeiten möchte, braucht zuverlässige Werkzeuge, die dem anspruchsvollen Werkstoff gewachsen sind. Dank der großen Auswahl an ZR-Schleifern von Komet steht für jede Situation die richtige Lösung zur Verfügung.

Optimaler Abtrag plus hohe Standzeit.

Die leistungsstarken ZR-Schleifer wurden für den Einsatz in der Laborturbine mit Wasserkühlung entwickelt. Sie sind genau auf Zirkonoxid abgestimmt. Sie besitzen eine Spezialbindung, die hochwertige Diamantkörner in dichter Belegung dauerhaft einbindet.

Die ZR-Schleifer:


Für höchste Ansprüche an Effizienz und Sicherheit bei der Bearbeitung von Zirkonoxid.



Unterschiedliche Werkstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften.

Nicht jedes Material lässt sich mit jedem Polierer auf Spiegelglanz bringen. Der Polierer-Kompass von Komet Dental zeigt auf einen Blick, welcher Polierer für welchen Werkstoff, mit welcher Drehzahl eingesetzt wird.

Fordern Sie den kostenlosen Dental Polierer-Kompass bei uns an!



412123 Polierer-Kompass

Unseren Neunzigsten feiern wir scheibenweise.



Zum 90. Geburtstag von Komet
10 Diamantscheiben 6924.104.180
zum Vorteilspreis in der Jubiläums-Box.

Jubiläums-Box 4641

zum Aktionspreis von

144,- €*

*Netto-Festpreis zzgl. ges. MwSt.
Solange der Vorrat reicht!

► Sie sparen:

76,50 €

Preisvorteil gegenüber
Listenpreis

