


PiezoLine. Inserts ultrasoniques.




Quality Products
Made in Germany

Dispositif médical : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV Rheinland (0197)
Fabricant : Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
07/2014 - 413164V0

Pour toute information complémentaire
se référer à la notice d'utilisation.

Détartrage

== usure max. 2 mm



Traitements Parodontaux

Prophylaxie implantaire



Indication		Niveau de puissance Piezon® *		
		Faible	Moyen	Elevé
Détartrage	A	●	●	●
	B, C, P	●	●	●
	PS	●	●	●
Prophylaxie Implantaire	SF1982	●	●	●
Paro	PL1 - PL5	●	●	●

Remarque : débit important (min. 50 ml/min)

● Autorisé

● Autorisé seulement à court terme

● Non approprié ou non autorisé

*Piezon® est une marque déposée de la société EMS, en Suisse

Set 4638

10 inserts en polymère SF1982,
1 support 1981.EM1 et 1 clé 566

Tous les inserts sont
livrés dans une
clé dynamométrique.

