



Fraise à os | H162ST



Nouvelle génération de denture, issue du médical.

Si les instruments classiques ont fait leurs preuves, on ne peut pas les améliorer. Ou bien si ? Au cours du temps, les fraises à os ont subi de nombreuses évolutions, à commencer par les fraises d'origine Lindemann. Ainsi, il est possible de trouver dans cette typologie d'instruments à os tout type de dentures, allant de l'hélicoïdale à la denture croisée. De fait, des améliorations de la géométrie des lames ont été apportées en permanence.

Quant à la nouvelle denture ST de Komet, elle représente encore une nouvelle avancée. C'est une denture très efficace issue du médical et s'inspirant de la denture des fraises pour la craniotomie, avec une sensation de coupe encore meilleure, une efficacité encore plus éprouvée et une parfaite capacité de coupe.


Nouvelle denture ST, nouvelle géométrie de coupe, nouvelle génération.

Avantages :


- Toute nouvelle denture
- Qualité de coupe idéale
- Contrôle maximal

Indications :

- Découpe osseuse dans le cadre d'une ostéotomie
- Préparation osseuse et fenêtre osseuse
- Hémisection
- Préparation osseuse axiale
- Retrait chirurgical de dents incluses
- Retrait de fragments radiculaires



Dispositif Médical Classe IIa
Organisme notifié : TÜV Rheinland (0197)
Fabricant : Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
06/2016 - 417086V1
Pour toute information complémentaire se référer à la notice d'utilisation.



Des découpes osseuses très rapides : Vos patients et vous apprécierez la capacité de coupe de la H162ST.

