

Komet Info

01-15

Informations pour le laboratoire.



Conçus avec la collaboration d'Hélène et Didier Crescenzo pour les besoins de leurs stages sur EMAX, ces deux sets

TD2818 et **TD2819** contiennent de nombreuses astuces qui facilitent le travail du céramiste.

Les états de surface sur céramique : **TD2818**



● **DCB3C.104.040**



863.104.016




801.104.016



801.104.023



H30.104.006



9485M.104.250




Ce set contient également un strip diamanté référence DS37.

Comment soigner la micro géographie des réalisations en céramique avec un minimum d'instruments?

Voici un condensé indispensable pour travailler vite et bien, ce set rassemble ce qui est nécessaire pour :


- régler les points de contact sans risque
- maîtriser le relief de la dent
- régler les contacts occlusaux



Armatures en vitro- céramique : **TD2819.**

Quatre instruments diamantés réunis pour couper, meuler et rectifier les armatures ou les coiffes entièrement en vitrocéramique.

L'efficacité des instruments à particules de diamant permet de travailler avec une faible vitesse de rotation préservant ainsi l'intégrité de la structure du matériau usiné.



Polissage de la zircone pré frittée : **le BI SWIFT – 9706.104.070**

Ce polissoir possède deux zones d'abrasion distinctes :

- l'une, foncée, adaptée à la finition des volumes extérieurs
- l'autre, claire, pour parfaire la surface des faces occlusales



9706.104.070