



KompoLine.

Polissage des composites.

Ces nouveaux polissoirs offrent une combinaison optimale entre longévité et flexibilité. Une fois la mise en forme réalisée avec un instrument diamanté bague rouge ou une fraise en carbure de tungstène multi-lames, l'étape du pré-polissage sera réalisée avec les nouveaux polissoirs rose clair. Le polissoir jaune clair sera utilisé pour obtenir un brillantage parfait.

Avantages :

- Brillantage en seulement deux étapes
- Flexibilité et longévité
- Tige dorée et couleur des polissoirs pour une parfaite identification



Cher Client,

En tout premier lieu, nous vous remercions pour votre commande, nous avons apporté le plus grand soin dans sa préparation.

Pour obtenir un complément d'information ou passer votre commande, contacter notre Service Client au **01 43 48 89 90**, ou bien votre délégué technico-commercial Komet.

Vos coordonnées :

Nom

Adresse

CP Ville

Date, Signature

Dispositif médical : Classe IIa
 Organisme notifié : TÜV Rheinland (0197)
 Fabricant : Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
 09/2016 - 418183V0
 Pour toute information complémentaire
 se référer à la notice d'utilisation.

