



ETNA

Des outils premium
pour des performances
de pointe.





Découvrez notre **nouvelle gamme ETNA spécialisée pour la retouche et le polissage de la zircone**. Les nouveaux abrasifs et polissoirs

ETNA de Komet répondent aux exigences de la zircone grâce à leur longévité, leur efficacité et leur précision. Ces instruments disposent d'une partie travaillante composée d'un liant céramique dur imprégné de grains de diamants, offrant un pouvoir abrasif important. Les professionnels disposent ainsi d'instruments de premier choix pour des résultats exceptionnels.

Avantages Abrasifs ETNA

- Durée de vie exceptionnelle
- Absence de dégagement de chaleur
- Haute résistance sur matériaux durs, grande efficacité sur la zircone
- Retrait de matière efficace et uniforme
- Finition de l'état de surface lisse et fin, idéal pour le polissage

Avantages Polissoirs ETNA

- Polissoirs en deux étapes pour le pré-polissage et le brillantage
- Matériau souple pour un polissage confortable et sans effort
- Finition de l'état de surface parfaitement lisse avec une pression minimale

