



Schleifer & Polierer | **ETNA**



Premium-Werkzeuge für Premium-Ergebnisse.
Geschaffen für keramische Spitzenleistungen.

Monolithische Restaurationen sind der Goldstandard in der prothetischen Zahnheilkunde, in der sowohl das natürliche Aussehen als auch die Leistungsfähigkeit der Restauration durch deren Form und Oberflächenqualität bestimmt werden. Mit der zunehmenden Vielfalt moderner vollkeramischer Werkstoffe sind die Anforderungen an die Zahntechniker und Zahnärzte so hoch wie nie zuvor und erfordern nicht nur Präzision, sondern auch Flexibilität bei der Verarbeitung. Die neuen Komet ETNA Schleifer und die darauf abgestimmten Polierer sind so konzipiert, dass sie diesen hohen Ansprüchen gerecht werden, insbesondere in Dentallaboren, die nach Perfektion streben.

Die ETNA Schleifer sind auf Langlebigkeit, Präzision und Effizienz ausgerichtet und zeichnen sich durch eine härtere Bindung und eine hohe Diamantkornkonzentration, eine verbesserte Kantenstabilität und einen hervorragenden Materialabtrag aus. Diese Werkzeuge bereiten Oberflächen vor, die direkt poliert werden können, wodurch zusätzliche Arbeitsschritte entfallen können.

ETNA Polierer ergänzen die Schleifer perfekt, da sie aus einem weicheren Material bestehen und mit einer speziellen Diamantkornung versehen sind, die einen reibungslosen, mühelosen Arbeitsablauf gewährleistet.

Sie liefern ein hochglänzendes Finish in nur zwei Schritten und bieten zudem eine außergewöhnliche Haltbarkeit für eine gleichbleibende Leistung über einen langen Zeitraum hinweg. Dank ihrer Vielseitigkeit passen sich sowohl Schleifer als auch Polierer nahtlos an alle keramischen Formen und Größen an, einschließlich Zirkonoxid.

Ob im Labor oder in der Praxis, ETNA versorgt Fachleute mit erstklassigen Werkzeugen für erstklassige Ergebnisse. Vertrauen Sie Komet, wenn es um hochwertige, ganzheitliche Lösungen geht, die Ihren Arbeitsablauf vereinfachen und gleichzeitig hervorragende Ergebnisse liefern.



Vorteile der ETNA Schleifer:

- Außergewöhnlich lange Standzeit.
- Wirksam auf allen Keramiken, einschließlich Zirkonoxid.
- Hohe Diamantkornkonzentration in einer stabilen Spezialbindung.
- Ausgezeichnete Form- und Kantenstabilität.
- Feines Oberflächenfinish - ideal für die anschließende Politur.

Anwendungshinweise:

-  opt. 10 000 - 12 000 min⁻¹
- Mit wenig Druck arbeiten


ETNA Schleifer:



Vorteile der ETNA Polierer:

- Spezielles Diamantkorn: Erzeugt ein makelloses Oberflächenfinish bei minimalem Druck.
- Ideal zum direkten Polieren nach dem Einsatz der ETNA Schleifer.
- Zweistufiger Prozess: Erzielt ein Hochglanzfinish in nur zwei Schritten.
- Weicheres Material für müheloses Polieren.
- Flexible Anwendung: Perfekt für verschiedene keramische Restaurationen.

Anwendungshinweise:

- Schritt 1: Vorpolieren (Rot)
- Schritt 2: Hochglanzpolieren (Grau)
-  opt. 6.000 min⁻¹

ETNA Polierer:

