



Abrasivos & Pulidores | **ETNA**



ETNA de Komet: Herramientas premium para perfeccionistas. Fabricadas para una excelencia cerámica perfecta.

Las restauraciones monolíticas son el patrón oro de la odontología protésica, en la que tanto el aspecto natural como el rendimiento de la restauración vienen determinados por su forma y la calidad de su superficie. Con la creciente variedad de materiales modernos de cerámica integral, las exigencias a los odontólogos son mayores que nunca y requieren no solo precisión, sino también flexibilidad en el procesamiento.

Los nuevos abrasivos Komet ETNA y los pulidores a juego están diseñados para satisfacer estas elevadas exigencias, especialmente en laboratorios dentales que buscan la perfección.

Los abrasivos ETNA están diseñados para ofrecer durabilidad, precisión y eficacia, y se caracterizan por una ligazón más dura y una alta concentración de grano de diamante, una mayor estabilidad de los bordes y una excelente eliminación de material. Estas herramientas preparan superficies que pueden pulirse directamente, eliminando la necesidad de pasos de trabajo adicionales.

Los pulidores ETNA complementan perfectamente a los abrasivos, ya que están fabricados de un material más blando y están dotados de un grano de diamante especial que garantiza un flujo de trabajo suave y sin esfuerzo. Proporcionan un acabado de alto brillo en sólo dos pasos y también ofrecen una durabilidad excepcional para un rendimiento constante y duradero. Gracias a su versatilidad, tanto los abrasivos como los pulidores se adaptan perfectamente a todas las formas y todos los tamaños de cerámica, incluido el óxido de circonio.

Ya sea en el laboratorio o en la clínica, ETNA proporciona a los profesionales herramientas de primera clase para obtener resultados de primera clase. Confíe en Komet cuando se trate de soluciones integradas de alta calidad que simplifiquen su flujo de trabajo a la vez que ofrecen resultados extraordinarios.



Ventajas de los Abrasivos ETNA:

- Vida útil excepcionalmente larga
- Eficaz en todos los tipos de cerámica, incluido el óxido de circonio
- Alta concentración de granos de diamante en una ligazón especial estable
- Excelente estabilidad de forma y bordes
- Acabado fino de la superficie: ideal para el pulido subsiguiente

Recomendaciones de uso:

-  opt. 10 000 - 12 000 rpm
- trabajar con poca presión de contacto

Los Abrasivos ETNA:



DCB1BA.104.025



DCB2BA.104.048



DCB3BA.104.040



DCB4BA.104.120



DCB5BA.104.220



DCB6BA.104.120



DCB7BA.104.220



DCB8BA.104.035



DCB9BA.104.050



DCB10BA.104.040



DCB11BA.104.060



DCB12BA.104.035



DCB13BA.104.150



Ventajas de los Pulidores ETNA:

- Grano de diamante especial: crea un acabado de superficie impecable con una presión mínima.
- Perfecto para pulir directamente después de trabajar con las abrasivos ETNA.
- Proceso en dos pasos: Consigue un acabado de alto brillo en sólo dos pasos.
- Material más blando para pulir sin esfuerzo.
- Aplicación flexible: Perfecto para diversas restauraciones cerámicas.

Recomendaciones de uso:

- 1. Paso: Prepulido (rojo)
- 2. Paso: Pulido de alto brillo (gris)
-  opt. 6.000 rpm

Los Pulidores ETNA:



95001M.104.260




95001F.104.260



95002M.104.150



95002F.104.150




95003M.104.148



95003F.104.148



95004M.104.170



95004F.104.170



95005M.104.200



95005F.104.200



95006M.104.055



95006F.104.055