



Szlifierki & Odpowiednie | **ETNA**



Linia produktów ETNA firmy Komet:

Narzędzia najwyższej jakości dla perfekcjonistów. Wykonane z myślą o uzyskaniu doskonałego efektu uzupełnienia ceramicznego.

Uzupełnienia monolityczne to złoty standard w stomatologii protetycznej, a ich kształt i jakość powierzchni decydują zarówno o naturalnym wyglądzie, jak i wytrzymałości uzupełnienia. Wymagania stawiane stomatologom w związku z rosnącą różnorodnością nowoczesnych materiałów pełnoceramicznych są wyższe niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego istotna jest nie tylko precyzja, ale również elastyczność w ich obróbce.

Nowe szlifierki Komet ETNA i dostosowane do nich polerki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać tym wysokim wymaganiom, zwłaszcza w laboratoriach protetycznych dążących do perfekcji.

Szlifierki ETNA zaprojektowano z myślą o trwałości, precyzji i wydajności. Narzędzia te charakteryzują się twardszym spoiwem i dużym zagęszczeniem ziarna diamentowego, lepszą stabilnością krawędzi i doskonałą wydajnością usuwania materiału. Narzędzia te przygotowują powierzchnie w taki sposób, aby można było je od razu polerować, co eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych czynności.

Polerki ETNA stanowią doskonałe uzupełnienie szlifierek, ponieważ są wykonane z bardziej miękkiego materiału i są wyposażone w specjalne ziarno diamentowe, które zapewnia płynny przebieg pracy bez stosowania dużej siły. Umożliwiają uzyskanie wykończenia o wysokim połysku jedynie w dwóch krokach, a także odznaczają się wyjątkową trwałością, zapewniając niezmienną wydajność przez długi czas. Ze względu na swoją wszechstronność zarówno szlifierki, jak i polerki płynnie dostosowują się do wszystkich kształtów i rozmiarów materiałów ceramicznych, w tym także tlenku cyrkonu.

Linia produktów ETNA zapewnia profesjonalistom najwyższej klasy narzędzia, dzięki którym mogą oni uzyskać najwyższej klasy rezultaty, zarówno w laboratorium, jak i w klinice. Warto zaufać firmie Komet oferującej wysokiej jakości zintegrowane rozwiązania, które upraszczają pracę, zapewniając jednocześnie uzyskanie doskonałych rezultatów.



Zalety Szlifierek ETNA:

- Wyjątkowo długa żywotność
- Skuteczność w przypadku wszystkich rodzajów ceramiki, w tym tlenku cyrkonu
- Duże zagęszczenie ziaren diamentu umieszczonych w specjalnym stabilnym spoiwie
- Doskonała stabilność kształtu i krawędzi
- Precyzyjne wykończenie powierzchni – idealne do późniejszego polerowania

Wskazówki dot. użytkowania:

-  opt. 10 000 - 12 000 min⁻¹
- Praca pod niewielką presją

Szlifiarki ETNA:

DCB1BA.104.025

DCB2BA.104.048

DCB3BA.104.040

DCB4BA.104.120

DCB5BA.104.220

DCB6BA.104.120

DCB7BA.104.220

DCB8BA.104.035

DCB9BA.104.050

DCB10BA.104.040

DCB11BA.104.060

DCB12BA.104.035

DCB13BA.104.150



Odpowiednie ETNA:

95001M.104.260

95001F.104.260

95002M.104.150

95002F.104.150

95003M.104.148

95003F.104.148

95004M.104.170

95004F.104.170

95005M.104.200

95005F.104.200

95006M.104.055

95006F.104.055

Zalety Odpowiednie ETNA:

- Specjalne ziarno diamentowe: Umożliwia uzyskanie perfekcyjnej powierzchni przy minimalnym docisku.
- Idealny do bezpośredniego polerowania po pracy ze szlifiarkami ETNA.
- Dwuetapowy proces: Umożliwia uzyskanie wykończenia na wysoki połysk jedynie w dwóch krokach.
- Bardziej miękki materiał przekłada się na polerowanie bez wysiłku.
- Elastyczne zastosowanie: Doskonale do różnych kształtów i rozmiarów materiałów ceramicznych.

Wskazówki dot. użytkowania:

- 1. Krok: Polerowanie wstępne (czerwony)
- 2. Krok: Polerowanie na wysoki połysk (szary)
-  opt. 6.000 min⁻¹