



Slijpers & Polijsters | **ETNA**



ETNA van Komet: Premium Tools voor perfectionisten. Vervaardigd voor perfecte keramische resultaten.

Monolithische restauraties zijn de gouden standaard in de prothetische tandheelkunde, waarin de natuurlijke uitstraling en duurzaamheid van de restauratie worden bepaald door de vorm en oppervlaktekwaliteit. Het toenemend aantal verschillende moderne, volledig keramische materialen stelt eisen aan tandartsen die nog nooit zo hoog waren en waarvoor niet alleen precisie, maar ook flexibiliteit bij de verwerking noodzakelijk is. De nieuwe Komet ETNA-slijpers en de daarop afgestemde polijsters zijn zo ontwikkeld dat ze aan deze hoge eisen voldoen, vooral in tandheelkundige laboratoria die naar perfectie streven.

De ETNA-slijpers worden niet alleen gekenmerkt door duurzaamheid, precisie en efficiëntie, maar ook door een hardere binding en een hoge diamantkorrelconcentratie, een verbeterde kantstabiliteit en een uitstekende materiaalverwijdering. Deze tools bereiden oppervlakken voor die direct kunnen worden gepolijst, waardoor aanvullende stappen kunnen vervallen.

ETNA-polijsters zijn de perfecte aanvulling op de slijpers omdat ze zijn gemaakt van een zachter materiaal en zijn voorzien van speciale diamantkorrels die een soepel, moeiteloos arbeidsproces garanderen. Ze zorgen in slechts twee stappen voor een hoogglans finish en bieden bovendien een buitengewone houdbaarheid voor gelijkblijvende prestaties gedurende lange tijd. Dankzij hun veelzijdigheid passen zowel slijpers als polijsters zich naadloos aan alle keramische vormen en afmetingen aan, inclusief zirkoniumoxide.

Zowel in het laboratorium als in de kliniek biedt ETNA experts tools van topklasse voor hoogwaardige resultaten. Vertrouw op Komet wanneer u zoekt naar hoogwaardige, totaaloplossingen die uw werk vereenvoudigen en tegelijkertijd uitstekende resultaten opleveren.



Voordelen van ETNA-slijpers:

- Buitengewoon lange standtijd
- Geschikt voor alle soorten keramiek, waaronder zirkoniumoxide
- Hoge concentratie van diamantkorrels in een stabiele, speciale binding
- Uitstekende vorm- en kantstabiliteit
- Fijne oppervlakfinish - ideaal voor het aansluitende polijsten

Toepassingsinstructies:

-  opt. 10 000 - 12 000 tpm
- werk met weinig druk

ETNA-slijpers:

DCB1BA.104.025

DCB2BA.104.048

DCB3BA.104.040

DCB4BA.104.120

DCB5BA.104.220

DCB6BA.104.120

DCB7BA.104.220

DCB8BA.104.035

DCB9BA.104.050

DCB10BA.104.040

DCB11BA.104.060

DCB12BA.104.035

DCB13BA.104.150



Voordelen van ETNA-polijsters:

- Speciale diamantkorrel: levert een onberispelijk afgewerkt oppervlak met minimale druk.
- Perfect voor direct polijsten na het werken met de ETNA slijpers.
- Tweestaps proces: biedt een hoogglans finish in slechts twee stappen.
- Zachter materiaal voor moeiteloos polijsten.
- Flexibel gebruik: Perfect voor diverse keramiekvormen en -afmetingen.

Toepassingsinstructies:

- 1. Stap: Voorpolijsten (rood)
- 2. Stap: Hoogglans polijsten (grijs)
-  opt. 6.000 tpm

ETNA-polijsters:

95001M.104.260

95001F.104.260

95002M.104.150

95002F.104.150

95003M.104.148

95003F.104.148

95004M.104.170

95004F.104.170

95005M.104.200

95005F.104.200

95006M.104.055

95006F.104.055